

VistaScan Nano Easy

RU



Руководство по монтажу и эксплуатации



2160100227L15



 **DÜRR
DENTAL**

21109V009

Содержание



Важная информация

1	О данном документе	3
1.1	Предупредительные указания и символы	3
1.2	Охрана авторских прав	4
2	Безопасность	5
2.1	Назначение	5
2.2	Использование по назначению	5
2.3	Использование не по назначению	5
2.4	Общие указания по безопасности	5
2.5	Квалифицированные специалисты	6
2.6	Защита от удара электрическим током	6
2.7	Указание FCC	6
2.8	Свидетельство ISED	7
2.9	Основные рабочие характеристики	7
2.10	Обязанность заявлять о серьезных происшествиях	7
2.11	Используйте только оригинальные части	7
2.12	Транспортировка	7
2.13	Утилизация	8
2.14	Защита от интернет-угроз	8



Описание продукта

3	Обзор	9
3.1	Комплект поставки	10
3.2	Принадлежности	10
3.3	Товары, предлагаемые в качестве опции	10
3.4	Расходные материалы	10
3.5	Изнашивающиеся детали и запасные части	11
4	Технические характеристики	12

4.1	Сканер рентгенографических пластин	12
4.2	Рентгенографическая пластина	15
4.3	Светозащитная оболочка	16
4.4	Заводская табличка	17
4.5	Оценка соответствия	17

5 Функции 17

5.1	Сканер рентгенографических пластин	17
5.2	Вставки (S0–S2)	18
5.3	Рентгенографическая пластина	19



Монтаж

6	Условия	20
6.1	Помещение для установки	20
6.2	Системные требования	20
6.3	Монитор	20
7	Установка	20
7.1	Установка устройства	20
7.2	Подключение к сети	21
7.3	Подключение устройства к сети	22
8	Ввод в эксплуатацию	23
8.1	Настройка сети	23
8.2	Конфигурирование устройства в VistaSoft	24
8.3	Конфигурирование устройства в DBSWIN	25
8.4	Настройка рентгеновских аппаратов	27
8.5	Проверки во время ввода в эксплуатацию	28



Использование

9	Правила пользования рентгенографическими пластинами	29
10	Эксплуатация	31

10.1	Замена вставки вводного устройства	31
10.2	Рентгенография	32
10.3	Сканирование графических данных	34
10.4	Очистка рентгенографической пластины	37
10.5	Выключение устройства	37
11	Дезинфекция и очистка	37
11.1	Сканер рентгенографических пластин	38
11.2	Светозащитная оболочка	38
11.3	Рентгенографическая пластина	38
11.4	Контейнер для хранения с коробкой для пластин	39
12	Техническое обслуживание	40
12.1	Рекомендуемый план технического обслуживания	40



Поиск неисправностей

13	Рекомендации для пользователей и техников	41
13.1	Некачественный рентгеновский снимок	41
13.2	Ошибка в программном обеспечении	45
13.3	Неисправности в устройстве	47



Приложение

14	Время сканирования	49
15	Размеры файлов (несжатых)	50
16	Протокол сдачи-приемки	51

Важная информация

1 О данном документе

Данное руководство по монтажу и эксплуатации является частью комплекта поставки устройства.



В случае несоблюдения инструкций и указаний, содержащихся в данном Руководстве по монтажу и эксплуатации, компания Dürr Dental не принимает на себя никаких гарантийных обязательств и ответственности в отношении безопасной эксплуатации и надежного функционирования устройства.

Руководство по монтажу и эксплуатации на немецком языке является оригиналом документа. Руководства на всех других языках являются переводами оригинала.

Настоящее руководство по эксплуатации относится к следующим моделям VistaScan Nano Easy:

Номер артикула:

- 2160100500
- 2160100501
- 2160100503
- 2160100505

.

1.1 Предупредительные указания и символы

Предупредительные указания

Предупредительные указания в данном документе обращают внимание на возможную опасность ущерба для людей и материальных ценностей.

Они обозначаются следующими предупредительными символами:



Общее предупреждение

Предупредительные указания имеют следующую структуру:



СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

Описание вида и источника опасности

Здесь описываются возможные последствия пренебрежения предупредительным указанием

- › Соблюдайте эти меры для предотвращения опасности.

Сигнальные слова в предупредительных указаниях обозначают четыре различные степени опасности:

– ОПАСНО

Непосредственная опасность получения тяжелых травм или смерти

– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможная опасность получения тяжелых травм или смерти

– ОСТОРОЖНО

Опасность получения легких травм

– ВНИМАНИЕ

Опасность значительного материального ущерба

Другие символы

Эти символы используются в документе или размещены на устройстве:



Указание, например специальная информация относительно эффективного использования устройства.

REF

Номер для заказа

SN

Серийный номер

MD

Медицинский продукт

LOT

Обозначение партии




Маркировка CE





Маркировка CE с номером уполномоченного органа сертификации





Производитель


 Утилизируйте надлежащим образом в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/ЕС (Утилизация электрического и электронного оборудования).

 Соблюдать указания, приведенные в электронной сопроводительной документации.


 Соблюдать указания в сопроводительной документации.

 Следуйте указаниям, содержащимся в руководстве по эксплуатации.


 Используйте перчатки.


 Отключите электропитание устройства.


 Только для однократного применения


 Штрих-код медико-фармацевтической промышленности (HIBC)

 Постоянный ток


 Неионизирующее электромагнитное излучение


 Предупреждение об опасном электрическом напряжении


 Предупреждение о воздействии лазерных лучей


 Хранить и транспортировать сверху/вертикально


 Хранить в сухом виде


 Ограничение стопки

 Нижнее и верхнее ограничения влажности воздуха

 Нижнее и верхнее ограничения температуры

 Нижнее и верхнее ограничения атмосферного давления

 Хрупкое содержимое, обращаться осторожно

 Хранить вдали от солнечных лучей

1.2 Охрана авторских прав

Все указанные схемы, методы, имена, программное обеспечение и устройства защищены законом об авторских правах. Перепечатка Руководства по монтажу и эксплуатации и его фрагментов разрешается только с письменного согласия компании Dürr Dental.

2 Безопасность

Специалисты компании Dürr Dental разработали и сконструировали устройство таким образом, что при условии использования по назначению опасные ситуации практически исключены.

Тем не менее, нельзя исключить остаточный риск в связи со следующими обстоятельствами:

- Причинение ущерба людям вследствие ненадлежащего/неправильного применения
- Причинение ущерба людям в результате механического воздействия
- Причинение ущерба людям вследствие поражения электрическим током
- Причинение ущерба людям в связи с излучением
- Причинение ущерба людям в случае пожара
- Причинение ущерба людям в результате термического воздействия на кожу
- Причинение ущерба людям вследствие несоблюдения правил гигиены, например, в результате инфицирования

2.1 Назначение

VistaScan Nano Easy

Устройство предназначено исключительно для сканирования и обработки графических данных с рентгенографической пластины в стоматологических клиниках.

Светозащитная оболочка

Светозащитная оболочка выполняет следующие задачи:

- защита рентгенографической пленки от света и как следствие нежелательного удаления информации
- защита от опасности перекрестной контаминации

2.2 Использование по назначению

VistaScan Nano Easy

При эксплуатации прибора разрешается использовать только принадлежности и дополнительные товары, произведенные или одобренные Dürr Dental.

Для очистки и дезинфекции прибора разрешается использовать только средства дезинфекции и очистки, указанные или одобренные изготовителем.

Светозащитная оболочка

Светозащитная оболочка является продуктом одноразового использования.

Светозащитная оболочка предназначена для использования в сфере стоматологии исключительно со сканерами рентгенографических пластин и светозащитными оболочками, произведенными Dürr Dental или имеющими маркировку Dürr Dental.

2.3 Использование не по назначению

Любое другое или выходящее за указанные рамки использование считается применением не по назначению. За ущерб, возникший в результате подобного использования, производитель ответственности не несет. Вся ответственность возлагается исключительно на пользователя.

VistaScan Nano Easy

Прибор не предназначен для длительного наблюдения пациентов.

Запрещается использовать прибор в операционных или подобных помещениях, где существует опасность возгорания горючих материалов.

Светозащитные оболочки

Важно: многократное использование этого изделия и его повторная обработка противоречат условиям изготовителя. Использование изделия в сочетании со сканерами рентгенографических пластин и рентгенографической пленкой, изготовленными не компанией Dürr Dental или не имеющими маркировку Dürr Dental.

2.4 Общие указания по безопасности

- › При эксплуатации устройства учитывайте директивы, законы, инструкции и предписания, действующие в месте применения.
- › Перед каждым применением проверяйте работоспособность и состояние устройства.
- › Запрещается переделывать или изменять устройство.

- › Учитывайте Руководство по монтажу и эксплуатации.
- › Храните Руководство по монтажу и эксплуатации поблизости от устройства, в месте, в любое время доступном для пользователей.

2.5 Квалифицированные специалисты

Эксплуатация

Лица, эксплуатирующие устройство, на основании их образования и полученных знаний должны гарантировать безопасное и надлежащее обращение с устройством.

- › Каждый пользователь должен быть проинструктирован относительно обращения с устройством.

Монтаж и ремонт

- › Монтаж, переналадка, изменения, расширение и ремонт устройства должны выполняться только компанией Dürre Dental или организацией, авторизованной компанией Dürre Dental.

2.6 Защита от удара электрическим током

- › При работе на устройстве соблюдайте соответствующие правила техники безопасности при использовании электрического оборудования.
- › Запрещается прикасаться одновременно к пациенту и открытому штекерному соединению или металлическим частям устройства.
- › Поврежденные провода и штекерные разъемы необходимо сразу заменять.

Соблюдение указания по электромагнитной совместимости для медицинских изделий

- › Прибор предназначен для использования в профессиональных медицинских учреждениях (согласно IEC 60601-1-2). При эксплуатации устройства в других условиях учитывайте возможное влияние на электромагнитную совместимость.
- › Не эксплуатируйте устройство вблизи от высокочастотного хирургического оборудования и аппаратов МРТ.

- › Расстояние между данным устройством и другими электронными устройствами должно быть не менее 30 см.
- › Соблюдайте между устройством и портативным и мобильным радиооборудованием расстояние не менее 30 см.
- › Учтите, что длина кабеля и удлинительные кабели могут повлиять на электромагнитную совместимость.
- › Какие-либо мероприятия по техническому обслуживанию для обеспечения базового уровня безопасности ЭМС не требуются.



ВНИМАНИЕ

Отрицательное воздействие на электромагнитную совместимость при применении не допущенных к использованию принадлежностей

- › Используйте только указанные или одобренные компанией Dürre Dental принадлежности.
- › Использование других принадлежностей может вызвать повышенные электромагнитные помехи или снизить помехоустойчивость прибора и привести к ошибкам в эксплуатации.



ВНИМАНИЕ

Не используйте устройство в непосредственной близости к другим устройствам или установив его на другое устройство.

- › Не ставьте данное устройство на другие устройства.
- › Если этого невозможно избежать, необходимо осмотреть данное устройство и другие устройства и убедиться, что они функционируют надлежащим образом.

2.7 Указание FCC

Данный прибор был проверен и соответствует предельным значениям цифрового прибора класса В в соответствии с частью 15 предписаний FCC. Эти предельные значения предназначены для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех в жилом помещении. Этот прибор генерирует, использует и может излучать высокочастотное излучение, и если он установлен и используется не в

соответствии с инструкциями, создаются вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут при определенной установке. Если данный прибор создает вредные помехи при приеме радио или телевидения, что определяется путем выключения и включения данного прибора, то рекомендуется, чтобы пользователь попытался устранить помехи одной или несколькими из следующих мер:

- › Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- › Увеличьте расстояние между прибором и приемником.
- › Для выполнения требований FCC по соблюдению высокочастотной нагрузки между внутренней антенной устройства и человеком должно сохраняться расстояние не менее 20 см.
- › Подключите прибор к розетке в цепи тока, отличной от той, к которой подключен приемник.
- › Обратитесь к дилеру или к опытному технику по радио и телевидению.

2.8 Свидетельство ISED

Настоящее устройство содержит не требующие лицензии передатчик/приемник, которые соответствуют безлицензионным сопутствующим услугам в сфере инноваций, науки и технического развития Канады. Эксплуатация подчиняется двум следующим условиям:

1. данное устройство не вызывает помех;
2. данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая те, которые могут привести к нежелательной работе устройства.

2.9 Основные рабочие характеристики

Устройство VistaScan Nano Easy не имеет существенных рабочих характеристик согласно IEC 60601-1 (EN 60601-1) раздел 4.3.

Устройство полностью соответствует нормам IEC 60601-1-2:2014.

2.10 Обязанность заявлять о серьезных происшествиях

Пользователь или пациент обязаны сообщать обо всех связанных с изделием серьезных происшествиях производителю и компетентным органам государства, гражданином которого является пользователь или пациент.

2.11 Используйте только оригинальные части

- › Используйте только принадлежности и дополнительные товары, определенные или разрешенные компанией Dürr Dental.
- › Используйте только оригинальные изнашиваемые детали и запчасти.



Компания Dürr Dental не несет ответственности за повреждения, которые произошли вследствие применения не допущенных к использованию принадлежностей, дополнительных товаров или неоригинальных изнашивающихся деталей и запчастей.

Применение не допущенных к использованию принадлежностей, дополнительных товаров и неоригинальных изнашивающихся деталей и запчастей (таких как сетевой кабель) может снизить степень электрической безопасности и отрицательно сказаться на ситуации с электромагнитной совместимостью.

2.12 Транспортировка

Оригинальная упаковка надежно защищает устройство от повреждений во время транспортировки.

При необходимости оригинальную упаковку можно заказать у Dürr Dental.



За повреждения при транспортировке по причине дефектной упаковки компания Dürr Dental не несет ответственности даже в течение гарантийного срока.

- › Перевозить устройство следует только в оригинальной упаковке.
- › Храните упаковку в местах, недоступных для детей.
- › Не подвергать устройство сильным сотрясениям.

2.13 Утилизация



Обзор кодов утилизации продуктов Dürer Dental находится в зоне загрузки по ссылке:
www.duerdental.com
Документ №: P007100155

- › Проверять, что загружается только безопасное содержимое. Выполнять обновление только программного обеспечения и микропрограммного обеспечения, которое допущено изготовителем.

Устройство



Утилизируйте устройство надлежащим образом. На территории Европейской экономической зоны утилизируйте устройство согласно Директиве 2012/19/EC (WEEE).

- › По вопросам относительно надлежащей утилизации обращаться в специализированные магазины стоматологической техники.

Рентгенографическая пластина

Рентгенографическая пластина содержит соединения бария.

- › Утилизируйте рентгенографическую пластину надлежащим образом в соответствии с действующими в месте применения директивами.
- › В Европе рентгенографическая пластина утилизируется согласно коду утилизации 20 03 01 "Смешанные бытовые отходы".


2.14 Защита от интернет-угроз

Устройство подсоединяется к компьютеру, который может быть подключен к Интернету. Поэтому система должна быть защищена от интернет-угроз.

- › Необходимо использовать и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.
Учитывать указания по возможному заражению вирусами, при необходимости проверять систему с помощью антивирусного программного обеспечения и удалять вирусы.
- › Регулярно выполнять резервное копирование данных.
- › Предоставлять доступ к устройствам только надежным пользователям, например, с помощью имени пользователя и пароля.



3 Обзор



- 1 Сканер рентгенографических пластин VistaScan Nano Easy
- 2 Вставка для рентгенографических пластин (S0–S2)
- 3 Рентгенографическая пластина IQ
- 4 Светозащитная оболочка Plus
- 5 DVD с программным обеспечением для обработки изображений DBSWIN
- 6 DVD с программным обеспечением для обработки изображений VistaSoft
- 7 Сетевой кабель, (3 м)
- 8 Блок питания с адаптером

3.1 Комплект поставки

Следующие позиции входят в комплект поставки (возможны отклонения вследствие действия региональных предписаний и положений, регламентирующих импорт):

Сканер рентгенографических пластин

VistaScan Nano Easy 2160110001

Сканер рентгенографических пластин

VistaScan Nano Easy 2160110005

Сканер рентгенографических пластин

VistaScan Nano Easy 2160110011

Сканер рентгенографических пластин

VistaScan Nano Easy 2160110012

Сканер рентгенографических пластин

VistaScan Nano Easy 2160110013

- VistaScan Nano Easy, базовое устройство
- Блок питания
- Сетевой кабель, (3 м)
- Приемный коврик (размещен в устройстве)
- DVD с программным обеспечением для обработки изображений VistaSoft
- DVD с программным обеспечением для обработки изображений DBSWIN
- Применение для рентгенографических пластин (S0–S2)
- Рентгенографические пластины IQ:
 - Размер 2
- Светозащитные оболочки Plus:
 - Размер 2
- Руководство по монтажу и эксплуатации
- Краткое руководство

3.2 Принадлежности

В зависимости от варианта применения для эксплуатации устройства требуются следующие изделия:

Рентгенографические пластины

- Рентгенографическая пластина IQ, размер 0
- Рентгенографическая пластина IQ, размер 1
- Рентгенографическая пластина IQ, размер 2

Светозащитные оболочки

- Светозащитная оболочка Plus, размер 0
- Светозащитная оболочка Plus, размер 1
- Светозащитная оболочка Plus, размер 2
- Светозащитная оболочка Plus, размер 0, цвет белый
- Светозащитная оболочка Plus, размер 2, цвет белый

3.3 Товары, предлагаемые в качестве опции

Дополнительно с устройством можно использовать следующие изделия:

- Настенный кронштейн 2160100210
- Контейнер для хранения 2141-002-00
- Набор позиционеров для рентгенографических пластин и пленок .2130100015
- Дополнительный набор позиционеров для рентгенографических пластин и пленок для эндодонтических снимков 2130100014
- Mobile Connect (для использования приложений для мобильных устройств, например, программы работы с изображениями Dürr Dental Imaging iPad) 2100-725-12FC

Приемочная проверка и проверка стабильности качества снимков для интраоральной рентгенографии

- Испытательный образец Intra/Extra Digital 2121-060-54

3.4 Расходные материалы

При эксплуатации устройства расходуются и требуют пополнения запасов следующие материалы:

Дезинфекция и очистка

- Чистящая салфетка для рентгенографических пластин (10 шт.) CCB351B1001
- FD 333 forte wipes Салфетки для быстрой дезинфекции CDF33FW0150
- FD 350 Classic
- Дезинфицирующие салфетки CDF35CA0140
- FD 333
- Средство для быстрой дезинфекции поверхностей CDF333C6150

FD 322

Средство для быстрой дезинфекции поверхностей CDF322C6150

FD 366 sensitive Раствор для быстрой дезинфекции поверхностей CDF366C6150

ID 212
Средство для дезинфекции инструментов CDI212C6150

ID 212 forte
Средство для дезинфекции инструментов CDI212F6150

ID 213
Дезинфекция инструментов CDI213C6150

ID 213
Дезинфекция инструментов CDI213C6150

ID 213
Дезинфекция инструментов CDI213C6150

Светозащитные оболочки

Светозащитная оболочка Plus, размер 0
2 x 3 см (100 шт.) 2130-080-00

Светозащитная оболочка Plus, размер 1
2 x 4 см (100 шт.) 2130-081-00

Светозащитная оболочка Plus, размер 2
3 x 4 см (300 шт.) 2130-082-00

Светозащитная оболочка Plus, размер 2
3 x 4 см (1000 шт.) 2130-082-55

Светозащитная оболочка Plus, размер 0, белая,
2 x 3 см (100 шт.) 2130-080-50

Светозащитная оболочка Plus, размер 2, белая,
3 x 4 см (300 шт.) 2130-082-50

Светозащитная оболочка Plus, размер 2, белая,
3 x 4 см (300 шт.) 2130-082-50

Светозащитная оболочка Plus, размер 2, белая,
3 x 4 см (300 шт.) 2130-082-50

Светозащитная оболочка Plus, размер 2, белая,
3 x 4 см (300 шт.) 2130-082-50

3.5 Изнашивающиеся детали и запасные части**Рентгенографические пластины**

VistaScan IQ Pack S0
Рентгенографическая пластина IQ, размер 0 (2 шт.)

Светозащитная оболочка Plus, размер 0 (1000 шт.) 2130106051

VistaScan IQ Pack S1
Рентгенографическая пластина IQ, размер 1 (2 шт.)

Светозащитная оболочка Plus, размер 1 (1000 шт.) 2130106151

Светозащитная оболочка Plus, размер 1 (1000 шт.) 2130106151

VistaScan IQ Pack S2

Рентгенографическая пластина IQ, размер 2 (2 шт.)
Светозащитная оболочка Plus, размер 2 (1000 шт.) 2130106251

Вставки

Вставка для рентгенографической пластины S0 2160100246

Вставка для рентгенографической пластины S1 2160100247

Вставка для рентгенографической пластины S2 2160100248



Информацию о запасных частях см. на портале для авторизованных дилеров: www.duerrdental.net

4 Технические характеристики

4.1 Сканер рентгенографических пластин

Электрические характеристики устройства

Номинальное напряжение	В пост. тока	24
Макс. потребление тока	А	0,5
Максимальная потребляемая мощность	Вт	< 12

Электрические характеристики, блок питания

Номинальное входное напряжение	В, перем. тока	100 - 240
Частота	Гц	50/60
Номинальное выходное напряжение	В пост. тока	24
Максимальный выходной ток	А	0,5

Общие технические характеристики

Размеры (Ш x В x Г)	мм	167 x 231 x 216
	в пункте	6,57 x 9,09 x 8,50
Масса	кг	ок. 4
	фунты	ок. 8,82
Продолжительность включения	%	100
Макс. теоретическое разрешение	пар линий/мм (пл/мм)	ок. 16,7

Уровень шума

При считывании	дБ (А)	ок. 45
----------------	--------	--------

Подключение к сети

Технология LAN		Ethernet
По умолчанию		IEEE 802.3u
Скорость передачи данных	Мбит/сек	100
Штекер		RJ45
Вид подключения		Auto MDI-X
Тип кабеля		≥ CAT5

Условия окружающей среды при эксплуатации

Температура	°C	От +10 до +35
	°F	От +50 до +95
Относительная влажность воздуха	%	20–80
Атмосферное давление	гПа	750–1060

Условия окружающей среды при эксплуатации

Высота над уровнем моря	м	< 2000
	футы	< 6562

Условия окружающей среды при хранении и транспортировке

Температура	°C	От -18 до +60
	°F	От -4 до +140
Влажность воздуха	%	10–95, без образования конденсата
Атмосферное давление	гПа	500 - 1060

Классификация

Класс медицинского продукта	I
Класс лазера (устройство) в соответствии с IEC 60825-1: 2014	1

Источник лазерного излучения

Класс лазера в соответствии с IEC 60825-1: 2014	3B
Длина волны λ	нм 635
Мощность	мВт <10

Технические характеристики, модуль RFID

Частота	МГц	13,56
Модуляция		амплитудная (ASK)
Макс. мощность	мВт	400

Электромагнитная совместимость (ЭМС)**Измерение электромагнитной эмиссии**

Высокочастотное излучение в соответствии с CISPR 11	Группа 1 Класс B
Напряжение помех на разъеме питания CISPR 11:2009+A1:2010	выполнено
Излучение электромагнитных помех CISPR 11:2009+A1:2010	выполнено

Электромагнитная совместимость (ЭМС)**Измерение помехоустойчивости для оболочки**

Помехоустойчивость к разрядам статического электричества IEC 61000-4-2:2008 ± 8 кВ, контакт ± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ, воздух	выполнено
--	-----------

**Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Измерение помехоустойчивости для оболочки**

Устойчивость к высокочастотным электромагнитным полям

IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010

3 В/м

выполнено

80 МГц – 2,7 ГГц

80 % АМ при 1 кГц

Помехоустойчивость к полям вокруг беспроводных высокочастотных устройств связи

IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010

выполнено

См. таблицу уровня помехоустойчивости к полям вокруг беспроводных высокочастотных устройств связи

Уровень помехоустойчивости к полям вокруг беспроводных высокочастотных устройств связи

Радиосвязь	Частотный диапазон МГц	Контрольный уровень В/м
TETRA 400	380 - 390	27
GMRS 460 FRS 460	430 - 470	28
Полоса частот LTE 13, 17	704 - 787	9
GSM 800/900 TETRA 800 iDEN 820 CDMA 850 LTE Band 5	800 - 960	28
GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE Band 1, 3, 4, 25 UMTS	1700 - 1990	28
Bluetooth WLAN 802.11 b/g/n RFID 2450 LTE Band 7	2400 - 2570	28
WLAN 802.11 a/n	5100 - 5800	9

**Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Измерение помехоустойчивости для входа питания**

Устойчивость к быстрым переходным электрическим помехам/пакетам импульсов в сети переменного напряжения

IEC 61000-4-4:2012

выполнено

± 2 кВ

Частота повторения 100 кГц

Электромагнитная совместимость (ЭМС) Измерение помехоустойчивости для входа питания

Помехоустойчивость к импульсам напряжения
IEC 61000-4-5:2005
± 0,5 кВ, ± 1 кВ

выполнено

Устойчивость к помехам, передающимся по проводникам и индуцируемым высокочастотными полями в сети переменного напряжения
IEC 61000-4-6:2013
3 В
0,15–80 МГц
6 В
Диапазоны ПНМ
0,15–80 МГц
80 % АМ при 1 кГц

выполнено

Устойчивость к падению, кратковременному прерыванию и колебанию напряжения
IEC 61000-4-11:2004

выполнено

Электромагнитная совместимость (ЭМС) Измерение помехоустойчивости сигнального входа/выхода

Помехоустойчивость к разрядам статического электричества
IEC 61000-4-2:2008
± 8 кВ, контакт
± 2 кВ, ± 4 кВ, ± 8 кВ, ± 15 кВ, воздух

выполнено

Устойчивость к быстрым переходным электрическим помехам/пакетам импульсов — E/A, SIP/SOP
IEC 61000-4-4:2012
± 1 кВ
Частота повторения 100 кГц

выполнено

Устойчивость к помехам, передающимся по проводникам и индуцируемым высокочастотными полями — порты SIP/SOP
IEC 61000-4-6:2013
3 В
0,15–80 МГц
6 В
Частотные диапазоны ПНМ
0,15–80 МГц
80 % АМ при 1 кГц

выполнено

4.2 Рентгенографическая пластина

Классификация

Класс медицинского продукта IIa

Условия окружающей среды при эксплуатации

Температура	°C	18–45
	°F	64–113
Относительная влажность воздуха	%	< 80

Условия окружающей среды при хранении и транспортировке

Температура	°C	< 33
	°F	< 91
Относительная влажность воздуха	%	< 80

Размеры рентгенографических пластин, интраоральных

Размер 0	мм	22 x 35
	дюймы	0,86 x 1,38
Размер 1	мм	24 x 40
	дюймы	0,94 x 1,57
Размер 2	мм	31 x 41
	дюймы	1,22 x 1,61


4.3 Светозащитная оболочка

Классификация

Класс медицинского продукта	I
-----------------------------	---

4.4 Заводская табличка

Заводская табличка находится на задней стенке устройства.



REF Номер для заказа

C/N Серийный номер

4.5 Оценка соответствия


В соответствии с относящимися к делу директивами ЕС устройство прошло процедуру оценки соответствия. Устройство соответствует основным обязательным требованиям.

Настоящим компания Dürr Dental заявляет, что тип радиооборудования "VistaScan Nano Easy" отвечает требованиям директивы 2014/53/EU.

С полным текстом декларации соответствия ЕС можно ознакомиться на сайте: www.duerdental.com

5 Функции

5.1 Сканер рентгенографических пластин



- 1 Вводное устройство
- 2 Крышка (открыта)
- 3 Элементы управления
- 4 Лоток выдачи


С помощью сканера рентгенографических пластин считываются графические данные, сохраненные на рентгенографической пленке, и передаются в программу обработки изображений (например, VistaSoft).

Механизм перемещения проводит рентгенографическую пластину через устройство. В устройстве считывания лазер сканирует рентгенографическую пластину. Отсканированные данные преобразуются в цифровое изображение и передаются в программу обработки изображений.

После сканирования рентгенографическая пластина проходит через устройство стирания. Оставшиеся графические данные на рентгенографической пластине удаляются под действием сильного света.

После этого рентгенографическая пластина выводится из устройства для повторного применения.

Элементы управления



- 1 Кнопка «Вкл./выкл.»
- 2 Индикатор ошибок, желтый
- 3 Индикатор считывания, синий
- 4 Индикатор состояния, зеленый
- 5 Индикатор процесса коммуникации/режима ожидания, белый
- 6 Индикатор для вставки S2
- 7 Индикатор для вставки S1
- 8 Индикатор для вставки S0

Световые индикаторы указывают на следующие сообщения о состоянии:


- Устройство запускается
- Индикатор процесса коммуникации
Режим ожидания
- Готов к считыванию
-
- Обрабатывается рентгенографическая пластина
-
- Нет вставки для рентгенографической пластины
-
- Ошибка
В программе отобразится сообщение
-

- S0 В устройстве установлена вставка для рентгенографической пластины S0
- S1 В устройстве установлена вставка для рентгенографической пластины S1
- S2 В устройстве установлена вставка для рентгенографической пластины S2

Индикатор мигает


Подключения

Гнезда подключения находятся на задней стенке устройства под крышкой.



- 1 Подключение к сети
- 2 Кнопка сброса
- 3 Гнездо подключения для блока питания

5.2 Вставки (S0–S2)



В зависимости от используемой рентгенографической пластины в устройство необходимо установить вставку соответствующего размера. Светодиоды на устройстве показывают, какая вставка в данный момент находится в устройстве.



Используйте для устройства исключительно рентгенографические пластины IQ. При использовании рентгенографической пластины другого типа может оказаться, что устройство ее не считывает.

5.3 Рентгенографическая пластина


Рентгенографическая пластина аккумулирует энергию рентгеновского излучения, которая при возбуждении лазером снова излучается в форме света. Этот свет в сканере рентгенографических пластин преобразуется в визуальную информацию.

Рентгенографическая пленка имеет активную и неактивную сторону. Рентгенографическую пластину необходимо экспонировать всегда с активной стороны.

При надлежащем обращении и отсутствии механических повреждений рентгенографическую пластину можно экспонировать, считывать и очищать несколько сотен раз. В случае повреждений, например, при нарушении защитного слоя или появлении видимых царапин, которые могут повлиять на результаты диагностики, рентгенографическую пластину необходимо заменить.

Интраоральная рентгенография

Неактивная сторона	Активная сторона
	
<p>белого цвета, на которой напечатаны слово back, размер и данные производителя</p>	<p>светло-голубого цвета, с меткой для правильного позиционирования </p>

Метка  видна на рентгеновском снимке и помогает правильно его сориентировать при диагностике.



Устройство разрешается устанавливать и запускать в эксплуатацию только квалифицированным специалистам или персоналу, обученному в фирме Dürr Dental.

6 Условия

6.1 Помещение для установки

Помещение, где устанавливается оборудование, должно удовлетворять следующим условиям.

- закрытое, сухое, хорошо проветриваемое помещение
- помещение не должно быть предназначено для других целей (как котельная или влажная камера)
- Максимальная освещенность 1000 люкс, отсутствие прямых солнечных лучей в месте установки устройства
- Отсутствие полей возмущения (например, сильных магнитных полей), которые могут помешать функционированию прибора.
- Соответствие условиям окружающей среды согласно "4 Технические характеристики".

6.2 Системные требования



Системные требования к вычислительному устройству см. ссылку в разделе загрузок: www.duerrdental.com (Документ №. 9000-618-148).

6.3 Монитор

Монитор должен отвечать требованиям, предъявляемым к цифровому рентгену с высокой интенсивностью света и широким диапазоном контрастности. Сильное освещение в помещении, прямой солнечный свет, а также отражение света ухудшают возможности диагностики на основании рентгеновского снимка.

7 Установка

7.1 Установка устройства



ВНИМАНИЕ

Повреждение чувствительных деталей устройства результате сотрясений

- › Не подвергать устройство сильным сотрясениям.
- › Не перемещать устройство во время работы.

Портативные или мобильные высокочастотные устройства связи могут оказывать влияние на медицинские электрические устройства.

- › Не размещайте устройство рядом с другими устройствами и не ставьте его на другие устройства.
- › В случае использования устройства вблизи других приборов или при установке устройств друг на друга, необходимо контролировать используемую конфигурацию устройства с целью обеспечения его нормального режима работы.


Устройство можно установить на столе или закрепить на стене с помощью кронштейна. Стол или стена должны выдерживать допустимую нагрузку с учетом веса устройства (см. "4 Технические характеристики").

Установка устройства на столе



Во избежание ошибок при сканировании графических данных устройство следует разместить на столе максимально устойчиво, исключить вибрации.

- › Устанавливайте устройство на твердой горизонтальной поверхности.



Закрепление устройства с помощью настенного кронштейна

Устройство можно установить на стене с помощью настенного кронштейна (см. "3.3 Товары, предлагаемые в качестве опции").

7.2 Подключение к сети

Техника безопасности при подключении электрооборудования

- › Подключайте устройство только к розетке, установленной надлежащим образом.
- › Не устанавливайте переносные многорозеточные штепсельные розетки на полу. Соблюдайте требования раздела 16 стандарта IEC 60601-1 (EN 60601-1).
- › Не подключайте к многорозеточной розетке другие системы.
- › Прокладывайте провода к устройству без механического натяжения.
- › Перед началом эксплуатации сравните сетевое напряжение с параметрами напряжения, указанными на заводской табличке (см. также «4. Технические характеристики»).

Подключение устройства к сети питания



У устройства нет главного выключателя. Поэтому устройство следует устанавливать таким образом, чтобы всегда был доступ к сетевому штекеру, и его можно было вынуть из розетки в любой момент.


Условия:

- ✓ наличие установленной надлежащим образом розетки вблизи устройства (учитывайте макс. длину сетевого кабеля)
- ✓ свободный доступ к розетке
- ✓ сетевое напряжение соответствует данным, указанным на заводской табличке блока питания




Разрешается использовать только блок питания, входящий в комплект поставки.


- › Подсоедините к блоку питания подходящий адаптер.
- › Удалите колпачки с винтов и вывинтите винты на нижней стороне устройства.



- RU > Снимите крышку с обратной стороны устройства.



- > Вставьте соединительный штекер блока питания в гнездо подключения устройства.



- > Вставьте сетевой штекер в розетку.
> Снова установите крышку.

i При использовании устройства в непосредственной близости от пациента задняя крышка должна быть закрыта.

7.3 Подключение устройства к сети

Цель сетевого соединения

Посредством сетевого соединения осуществляется обмен информацией или управляющими сигналами между устройством и программой, установленной на компьютере, в следующих целях:

- отображение параметров
 - выбор режимов работы
 - сигнализация о сообщениях и состояниях неисправности
 - изменение настроек устройства
 - активация тестовых функций
 - передача данных для архивации
 - подготовка документов для устройств
- Устройство можно подключить к сети с помощью сетевого кабеля.

Безопасное соединение устройств

- Безопасность и основные рабочие характеристики не зависят от сети.
- Неправильное конфигурирование вручную может привести к значительным сетевым проблемам. Для конфигурирования необходимы знания в области администрирования сетей.
- Если, например, в сети будут предприняты следующие изменения, могут возникнуть новые факторы риска, для которых требуется дополнительный анализ:
 - Изменения конфигурации компьютерной сети
 - Подключение к компьютерной сети дополнительных элементов
 - Удаление элементов из компьютерной сети
 - «Обновление» устройств, подключенных к компьютерной сети
 - «Модернизация» устройств, подключенных к компьютерной сети
- Канал передачи данных использует часть диапазона сети. Невозможно полностью исключить взаимодействие с другими медицинскими продуктами. Для изучения риска используйте стандарт IEC 80001-1.
- Устройство не подходит для прямого подключения к открытому Интернету.


При соединении устройств между собой или с компонентами оборудования могут возникать опасные ситуации (например, из-за токов утечки).


- > Подсоединяйте устройства лишь в том случае, если при этом не возникает опасность для пользователя и пациента.
- > Подсоединяйте устройства лишь в том случае, если окружающая обстановка не пострадает в результате этого соединения.

- › Если на основании параметров устройства невозможно определить, какое соединение будет безопасным, необходимо обратиться к уполномоченному лицу (например, участвующему в монтаже изготовителю) по вопросу безопасности соединения.
- › При подключении устройства к другому оборудованию, например к компьютерной системе, как в непосредственной близости от пациента, так и на отдалении соблюдайте соответствующие положения IEC 60601-1 (EN 60601-1).
- › Подключайте только те периферийные устройства (например, монитор, принтер), которые как минимум отвечают требованиям стандарта IEC 60950-1 (EN 60950-1).
- › Подключенный компьютер должен отвечать требованиям EN 55032 (класс B) и EN 55024.

Подключение устройства с помощью сетевого кабеля

- › Снимите крышку с обратной стороны устройства.
- › Вставьте входящий в комплект сетевой кабель в гнездо подключения устройства в сеть.



-  При использовании устройства в непосредственной близости от пациента задняя крышка должна быть закрыта.

- › Снова установите крышку.

8 Ввод в эксплуатацию



ВНИМАНИЕ

Короткое замыкание вследствие образования конденсата

- › Включать устройство только тогда, когда оно согрелось до комнатной температуры и просохло.

Устройство можно использовать со следующими программами для обработки изображений:

- VistaSoft от компании Dürr Dental
- DBSWIN от компании Dürr Dental
- Программное обеспечение других производителей по запросу



При вводе в эксплуатацию прибора всегда используйте актуальную версию программы для обработки изображений. Сравните версию программы для обработки изображений, входящую в комплект поставки, с версией, доступной на сайте www.duerrdental.com.

8.1 Настройка сети

Конфигурация сети

Для конфигурации сети доступны различные опции:


- ✓ Автоматическое конфигурирование с DHCP.
- ✓ Автоматическое конфигурирование с Auto-IP для прямого соединения устройства и компьютера.
- ✓ Ручное конфигурирование.
- › Сконфигурируйте сетевые настройки устройства с помощью программы или, если имеется, сенсорного экрана.
- › Проверьте брандмауэр, при необходимости деблокируйте порты.

Сетевые протоколы и порты

Порт	Цель	Сервис
45123 UDP, 45124 UDP	Распознавание устройств и конфигурация	
2006 TCP	Данные устройства	


Порт	Цель	Сервис
514 ¹⁾ UDP	Данные протокола событий	Syslog


- 1) Порт может изменяться в зависимости от конфигурации.

 При первом подключении к ПК устройство принимает настройки языка и времени, установленные в компьютере.

8.2 Конфигурирование устройства в VistaSoft


Конфигурирование осуществляется непосредственно в VistaSoft.


- › Выберите  > *Устройства*.
- › Выделите подключенное устройство в списке.



- › Нажмите на *Изменение настроек соединения*.
- › В пункте *Общее* можно изменить имя устройства (обозначение) и запросить информацию.
- › В меню *Соединение* можно вручную указать IP-адрес и активировать/деактивировать DHCP.

Ввод статичного IP-адреса (рекомендуется)

 Для сброса настроек сети во время включения устройства удерживайте нажатой кнопку сброса в течение 15–20 секунд.

- › Деактивируйте DHCP в меню *Соединение*.
 - › Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз.
 - › С помощью навигационной панели вернуться к пункту *Устройства* или закройте всплывающее окно с помощью .
- Конфигурация сохраняется в памяти.

Проверка устройства

Для проверки правильности подключения устройства можно отсканировать рентгеновский снимок.


- › Откройте VistaSoft.
- › Создайте рентгеновское рабочее место для подключенного устройства.
- › Зарегистрируйте демонстрационного пациента (номер карточки: DEMO0001).
- › Выберите тип снимка (например, интраоральный).


- › Сканирование рентгенографической пластины см. "10.3 Сканирование графических данных".

8.3 Конфигурирование устройства в DBSWIN

Конфигурация настраивается в приложении VistaNetConfig, которое автоматически устанавливается вместе с программами DBSWIN или VistaEasy .


- › Выберите **Пуск** > **Все программы** > **Dürr Dental** > **VistaConfig** > **VistaNetConfig**.



- › Нажмите . Обновится перечень подключенных устройств.
 - › Активируйте подключенное устройство в колонке **Зарегистрировано**. Может быть зарегистрировано несколько устройств.
- В окне *Конфигурация устройств VistaNet* можно изменить имя устройства (*Имя*), вруч-


ную ввести IP-адрес и запросить информацию.

- › Нажмите .



- › При необходимости измените *Имя*.
- › Нажмите **Применить** для сохранения конфигурации.

Ввод статичного IP-адреса (рекомендуется)

 Для сброса настроек сети во время включения устройства удерживайте нажатой кнопку сброса в течение 15–20 секунд.


- › Деактивируйте **DHCP**.
- › Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз.

- › Нажмите *Применить*.
Конфигурация сохраняется в памяти.

Проверка устройства

Для проверки правильности подключения устройства можно отсканировать рентгеновский снимок.

- › Выберите вкладку *Проверка*.



- › Выберите устройство в меню *Зарегистрированные устройства*.
- › Выберите класс режима съемки.
- › Выберите режим.
- › Нажмите *Считать изображение*.
- › Сканирование рентгенографической пластины см. "10.3 Сканирование графических данных".

8.4 Настройка рентгеновских аппаратов



Если на рентгеновском аппарате можно выставить значение 60 кВ, следует выбрать его. Можно использовать известные параметры экспозиции для пленки класса чувствительности F (например, Kodak Insight).

Использование интраоральных рентгеновских аппаратов для взрослых пациентов

В следующей таблице указаны стандартные значения времени облучения и произведение дозы на площадь рентгенографической пластины для взрослого пациента.

	Излучатель постоянного тока, 7 мА					
	Длина трубки 20 см					
	без ограничителя поля излучения		Ограничитель поля излучения 2 x 3		Ограничитель поля излучения 3 x 4	
	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²
Резец	0,10 с	18,3	0,10 с	3,8	0,10 с	7,7
Первый коренной зуб (премоляр)	0,14 с	25,6	0,14 с	5,4	0,14 с	10,8
Моляр	0,19 с	34,8	0,19 с	7,3	0,19 с	14,7
Прикус	0,21 с	38,4	0,21 с	8,1	0,20 с	15,5

	Излучатель постоянного тока, 6 мА					
	Длина трубки 30 см					
	без ограничителя поля излучения		Ограничитель поля излучения 2 x 3		Ограничитель поля излучения 3 x 4	
	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²
Резец	0,15 с	13,7	0,15 с	4,9	0,15 с	5,8
Первый коренной зуб (премоляр)	0,20 с	18,2	0,20 с	3,8	0,20 с	7,7
Моляр	0,27 с	24,6	0,27 с	5,2	0,27 с	10,4
Прикус	0,28 с	25,5	0,29 с	5,6	0,28 с	10,8

› Необходимо проверить рентгеновский аппарат в соответствии со стандартными значениями для устройства и настроить его.

Использование интраоральных рентгеновских аппаратов для детей

В следующей таблице указаны стандартные значения времени облучения и произведение дозы на площадь рентгенографической пластины для ребенка.

	Излучатель постоянного тока, 7 мА					
	Длина трубки 20 см					
	без ограничителя поля излучения		Ограничитель поля излучения 2 x 3		Ограничитель поля излучения 3 x 4	
	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²
Резец	0,07 с	12,8	0,07 с	2,7	0,07 с	5,4
Первый коренной зуб (премоляр)	0,09 с	16,4	0,09 с	3,4	0,09 с	6,9
Моляр	0,13 с	23,8	0,13 с	5,0	0,13 с	10,1

	Излучатель постоянного тока, 7 МА					
	Длина трубки 20 см					
	без ограничителя поля излучения		Ограничитель поля излучения 2 x 3		Ограничитель поля излучения 3 x 4	
	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²
Прикус	0,15 с	27,4	0,13 с	5,0	0,13 с	10,1

	Излучатель постоянного тока, 6 МА					
	Длина трубки 30 см					
	без ограничителя поля излучения		Ограничитель поля излучения 2 x 3		Ограничитель поля излучения 3 x 4	
	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²	60 кВ	мГр·см ²
Резец	0,10 с	9,1	0,10 с	1,9	0,10 с	3,8
Первый коренной зуб (премоляр)	0,13 с	11,8	0,13 с	2,5	0,13 с	5,0
Моляр	0,16 с	14,8	0,16 с	3,1	0,16 с	6,2
Прикус	0,16 с	14,8	0,16 с	3,1	0,16 с	6,2

- › Необходимо проверить рентгеновский аппарат в соответствии со стандартными значениями для устройства и настроить его.

8.5 Проверки во время ввода в эксплуатацию

Требуемые проверки (например, приемочная проверка) определяются действующим законодательством соответствующей страны.

- › Проинформируйте, какие проверки необходимо выполнить.
- › Выполните проверки в соответствии с национальным законодательством.

Приемочная проверка



Для приемочной проверки рентгенографической пластины и датчика в качестве приемника требуется испытательный образец Intra/Extra Digital и при необходимости подходящий держатель образца.

- › Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести приемочную проверку рентгеновской системы согласно соответствующему национальному законодательству. Проверка стабильности качества снимков, которая регулярно проводится персоналом клиники, опирается на результаты приемочной проверки.

Проверка электрической безопасности

- › Выполните проверку электрической безопасности в соответствии с законом федеральной земли (например, согласно IEC 62353).
- › Запротоколируйте результаты.
- › Выполните и запротоколируйте инструктаж и передачу устройства.



Образец протокола передачи находится в Приложении.



9 Правила пользования рентгенографическими пластинами



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность перекрестного заражения при неиспользовании или многократном использовании светозащитной оболочки

- › Не использовать рентгенографическую пластину без светозащитной оболочки.
- › Использовать светозащитную оболочку только один раз (продукт одноразового использования).



ОСТОРОЖНО

Графические данные на рентгенографической пластине нестойкие

Графические данные могут изменяться под воздействием света, естественного или рассеянного рентгеновского облучения. Это снижает достоверность диагностики.

- › Графические данные следует считывать в течение 30 минут после создания снимка.
- › Экспонированные рентгенографические пластины всегда должны находиться в светозащитной оболочке.
- › Не допускать воздействия рентгеновского облучения на экспонированные рентгенографические пластины до и во время процесса сканирования. Если устройство располагается в том же помещении, где установлен рентгеновский аппарат, не делать рентген во время процесса сканирования.
- › Рентгенографические пластины следует считывать только сканером рентгенографических пластин, разработанным компанией Dürst Dental.




ОСТОРОЖНО

Рентгенографические пластины токсичны


Рентгенографические пластины, которые не упакованы в светозащитную оболочку, могут вызвать отравление при помещении их в рот или при проглатывании.

- › Размещайте рентгенографические пластины во рту пациента только в светозащитной оболочке.
- › Нельзя глотать рентгенографические пластины или их части.
- › Если пациент проглотил рентгенографическую пластину или ее части, необходимо немедленно обратиться к врачу-специалисту и извлечь рентгенографическую пластину.
- › В случае повреждения светозащитной оболочки во рту пациента, необходимо прополоскать рот большим количеством воды. Воду при этом нельзя глотать.

- › Рентгенографические пластины гнутся, как рентгеновская пленка. Однако рентгенографические пластины нельзя перегибать.



- › Нельзя царапать рентгенографические пластины. Нельзя надавливать на рентгенографические пластины твердыми или острыми предметами.



- › Нельзя загрязнять рентгенографические пластины.
- › Необходимо защищать рентгенографические пластины от воздействия солнечного и ультрафиолетового света. Рентгенографические пластины следует хранить в светозащитной оболочке или в подходящей кассете для интраоральных и внеротовых снимков.
- › Рентгенографические пластины могут случайно засветиться под воздействием естественной радиации и рассеянного рентгеновского излучения. Необходимо защищать очищенные и экспонированные рентгенографические пластины от рентгеновского излучения. Если рентгенографическая пластина хранится более одной недели, перед применением ее следует очистить.
- › Рентгенографические пластины нельзя хранить в слишком теплом или влажном месте. Обратите внимание на условия окружающей среды (см. "4 Технические характеристики").
- › При надлежащем обращении и отсутствии механических повреждений рентгенографические пластины можно экспонировать, считывать и очищать несколько сотен раз. В случае повреждения, например нарушения защитного слоя или возникновения видимых царапин, которые могут помешать диагностике, рентгенографическую пленку следует заменить. При повреждении или отделении бирки RFID рентгенографическую пленку также необходимо заменить.

- › Рентгенографические пластины с производственными дефектами или дефектами упаковки заменяются компанией Dürr Dental в полном объеме. Претензии принимаются только в течение 7 рабочих дней с момента получения товара.
- › Необходимо правильно очищать рентгенографические пластины (см. "11 Дезинфекция и очистка").

10 Эксплуатация



ОСТОРОЖНО

Графические данные на рентгенографической пластине нестойкие

Графические данные могут изменяться под воздействием света, естественного или рассеянного рентгеновского облучения. Это снижает достоверность диагностики.

- › Графические данные следует считывать в течение 30 минут после создания снимка.
- › Экспонированные рентгенографические пластины всегда должны находиться в светозащитной оболочке.
- › Не допускать воздействия рентгеновского облучения на экспонированные рентгенографические пластины до и во время процесса сканирования. Если устройство располагается в том же помещении, где установлен рентгеновский аппарат, не делать рентген во время процесса сканирования.
- › Рентгенографические пластины следует считывать только сканером рентгенографических пластин, разрешенным компанией Dürer Dental.


каждого размера рентгенографической пластины необходима подходящая вставка. Размер рентгенографической пластины указан на вставке.



ОСТОРОЖНО

Потеря визуальной информации и повреждение устройства в случае применения неподходящей вставки


- › Используйте только вставки, соответствующие размеру рентгенографической пластины.
- › Перед каждым сканированием сверяйте размер рентгенографической пластины по светодиодному индикатору на элементе управления.
- › По индикации (S0, S1, S2) проверьте, правильная ли вставка установлена. Если установлена неподходящая вставка, ее необходимо извлечь и установить правильную вставку.




10.1 Замена вставки вводного устройства

Устройство может сканировать рентгенографические пластины размеров 0, 1 и 2. Для

- › Откройте крышку.




› Удалите вставку.



Зеленый индикатор для вставки гаснет. Когда устройство готово к съемке, мигает зеленый индикатор состояния.

› Установите подходящую вставку.



Горит зеленый индикатор для соответствующей вставки. Когда устройство готово к съемке, горит зеленый индикатор состояния. Вводное устройство готово к работе.

10.2 Рентгенография



Процесс описывается на примере рентгенографической пластины IQ размера 2.

Необходимые принадлежности

- Рентгенографическая пластина
- Светозащитная оболочка в размер рентгенографической пластины



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность перекрестного заражения при неиспользовании или многократном использовании светозащитной оболочки

- › Не использовать рентгенографическую пластину без светозащитной оболочки.
- › Использовать светозащитную оболочку только один раз (продукт одноразового использования).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность при многократном применении изделий, предназначенных для одноразового применения


После применения продукт одноразового использования повреждается, поэтому его дальнейшее использование запрещается.

- › Продукт одноразового использования после использования следует утилизировать.


Подготовка к рентгену

- ✓ Рентгенографическая пластина очищена.
- ✓ Рентгенографическая пластина не повреждена.
- ✓ Бирка RFID прочно приклеена к рентгенографической пластине. Если бирка RFID отклеилась, замените рентгенографическую пластину.
- › При первом применении или при хранении более одной недели очистите рентгенографическую пластину (см. "10.4 Очистка рентгенографической пластины").


- › До конца вставьте рентгенографическую пластину в светозащитную оболочку. Черная (неактивная) сторона рентгенографической пластины должна быть видна.



- › Снимите клеящую ленту, откиньте клапан вниз и плотно запечатайте светозащитную оболочку, прижав края друг к другу.



- › Непосредственно перед размещением во рту пациента продезинфицируйте светозащитную оболочку с помощью подходящей дезинфицирующей салфетки (см. "11.2 Светозащитная оболочка").



- › Полностью просушите светозащитную оболочку.

Получение рентгеновского снимка



ВНИМАНИЕ


Повреждение рентгенографической пластины острыми краями системы фиксаторов

- › Использовать только такие системы фиксаторов, которые не повреждают светозащитную оболочку и рентгенографическую пластину.
- › Не использовать системы фиксаторов с острыми краями.



Используйте перчатки.

- › Разместите рентгенографическую пластину в светозащитной оболочке во рту пациента. При этом проследите, чтобы активная сторона рентгенографической пластины была обращена к рентгеновской трубке.



- › Установите на рентгеновском аппарате время экспозиции и параметры настройки (см. "8.4 Настройка рентгеновских аппаратов").
- › Сделайте рентгеновский снимок. Графические данные необходимо считать в течение 30 минут.

Подготовка к сканированию



ОСТОРОЖНО

Под воздействием света происходит потеря графических данных на рентгенографической пластине

- › Экспонированные рентгенографические пластины всегда должны находиться в светозащитной оболочке.



Используйте перчатки.


- › Выньте светозащитную оболочку с рентгенографической пластиной изо рта пациента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заражение устройства

- › Перед извлечением рентгенографической пластины необходимо очистить и продезинфицировать светозащитную оболочку.
- › При сильном загрязнении, например кровью, следует выполнить сухую очистку светозащитной оболочки и защитных перчаток, например протереть чистой салфеткой из целлюлозы.
- › Продезинфицируйте светозащитную оболочку и защитные перчатки с помощью подходящей дезинфицирующей салфетки (см. "11.2 Светозащитная оболочка").



- › Дайте светозащитной оболочке с рентгенографической пластиной полностью высохнуть.
- › Снимите защитные перчатки, продезинфицируйте руки.



ВНИМАНИЕ

Тальк с защитных перчаток, попавший на рентгенографическую пластину, при сканировании повреждает устройство

- › Перед тем как брать в руки рентгенографическую пластину тщательно очистите их от талька с защитных перчаток.

- › Вскройте светозащитную оболочку.




10.3 Сканирование графических данных

Запуск сканера рентгенографических пластин и программного обеспечения



Процесс сканирования описан на примере программы для обработки изображений VistaSoft.

Дополнительная информация о работе с программным обеспечением для обработки изображений содержится в соответствующем руководстве.

- › Для включения устройства нажмите кнопку «Вкл./выкл.» 
- › Включите компьютер и монитор.
- › Запустите VistaSoft.
- › Выберите пациента.
- › На панели меню выберите необходимый тип снимка.
- › Выберите устройство.
- › Установите режим съемки. Съемка будет запущена.

Результат:


Индикатор состояния загорится зеленым. Только после этого запускайте считывание рентгенографической пластины.

Сканирование рентгенографической пластины




Чтобы избежать путаницы в рентгеновских снимках, считывать только снимки выбранного пациента.

- › Откройте крышку.




- › Вставьте светозащитную оболочку с рентгенографической пластиной посередине, прямо и строго вертикально во вводное устройство. Вскрытая сторона светозащитной оболочки должна смотреть вниз, неактивная (обратная) сторона рентгенографической пластины должна быть обращена к пользователю.

Рентгенографическую пластину нельзя выдвигать из светозащитной оболочки до установки на вводном устройстве. Существует опасность стирания визуальной информации под воздействием окружающего света (см. "9 Правила пользования рентгенографическими пластинами").




- › Выдвиньте рентгенографическую пластину из светозащитной оболочки и вставьте ее в устройство сверху вниз. Рентгенографическая пластина должна полностью войти во входное устройство.




Проследите за тем, чтобы в устройство была вставлена только рентгенографическая пластина, без светозащитной оболочки.

- › Извлеките пустую светозащитную оболочку.




- › После того как рентгенографическая пластина будет вставлена в устройство, закройте крышку и держите ее закрытой во время процесса сканирования.



Загорится синий индикатор состояния. Графические данные автоматически передаются в программу обработки изображений. Прогресс процесса считывания отображается в окне предварительного просмотра на мониторе.

После считывания рентгенографическая пластина очищается и падает в лоток выдачи.

- › Когда загорится зеленый индикатор состояния: Сохраните рентгеновский снимок.
- › Извлеките рентгенографическую пластину и подготовьте к новой рентгенографии.



10.4 Очистка рентгенографической пластины


Графические данные после считывания автоматически удаляются.

Специальный режим **УДАЛЕНИЕ** активирует только устройство стирания в сканере рентгенографических пластин. Графические данные не считываются.

В следующих случаях рентгенографическую пластину необходимо очищать с использованием специального режима:

- При первом применении, или если рентгенографическая пластина хранилась более одной недели.
- из-за ошибки графические данные на рентгенографической пластине не были удалены (сообщение об ошибке в программе).
- › Выберите в программном обеспечении специальный режим **УДАЛЕНИЕ**.
- › Вставьте рентгенографическую пластину по центру (см. "Сканирование рентгенографической пластины").

10.5 Выключение устройства

- › Нажимайте кнопку Вкл./Выкл.  в течение 3 секунд. Как только устройство завершит работу, оно полностью выключается. Индикаторы погаснут.

11 Дезинфекция и очистка

При проведении очистки и дезинфекции устройства и его принадлежностей учитывайте требования национальных директив, стандартов и предписаний в отношении медицинских изделий, а также специальные предписания, действующие в стоматологической практике или клинике.



ВНИМАНИЕ

Непригодные средства и методы работы могут повредить устройство и принадлежности

Ввиду риска повреждения материалов не следует применять средства на основе фенолсодержащих соединений, галогенсодержащих соединений, сильных органических кислот или кислородсодержащих соединений.

- › Dürer Dental рекомендует применять средства из ассортимента продукции Dürer Dental. Только изделия, указанные в данной инструкции, были протестированы компанией Dürer Dental на предмет совместимости с материалом.
- › Соблюдайте указания в руководстве по использованию дезинфицирующего средства.



Используйте перчатки.

11.1 Сканер рентгенографических пластин

Поверхность устройства

При заражении или загрязнении поверхность устройства необходимо очищать и дезинфицировать.

Dürr Dental рекомендует использовать дезинфицирующие средства FD 322, FD 333, FD 350 и FD 366 sensitiv.



ВНИМАНИЕ

Жидкость может повредить устройство

- › Не распылять на устройство очищающие и дезинфицирующие средства.
 - › Исключить попадание жидкости внутрь устройства.
- › Сильные загрязнения удаляйте влажной и мягкой безворсовой салфеткой, смоченной в холодной водопроводной воде.
- › Продезинфицируйте поверхность с помощью дезинфицирующей салфетки. В качестве альтернативы можно нанести дезинфицирующее средство на мягкую безворсовую салфетку.

Вставки (S0–S2)

Вставки можно очищать и дезинфицировать протиранием или — в качестве альтернативы — погружением в дезинфицирующий раствор.



ВНИМАНИЕ

Высокая температура может повредить вставки

- › Для вставок не подходит термодезинфекция или паровая стерилизация.
- › Сильные загрязнения на всех сторонах вставки удаляйте мягкой салфеткой без ворса, смоченной в холодной водопроводной воде.
- › Выполните дезинфекцию вставки с помощью дезинфицирующей салфетки. В качестве альтернативы можно нанести дезинфицирующее средство на мягкую безворсовую салфетку. При этом следуйте указаниям руководства по применению дезинфицирующего средства.

- › Для дезинфекции вставок погружением компания Dürr Dental рекомендует использовать дезинфицирующие средства ID 213 для дезинфекции инструментов, ID 212 или ID 212 forte. Эти дезинфицирующие средства были протестированы компанией Dürr Dental на предмет совместимости с материалом.
- › Перед применением дайте вставкам полностью высохнуть.

11.2 Светозащитная оболочка

При заражении или видимом загрязнении поверхность необходимо очищать и дезинфицировать.

- › Светозащитную оболочку перед размещением в сканере и после извлечения обработайте дезинфицирующим средством. Dürr Dental рекомендует использовать дезинфицирующие салфетки FD 333 forte wipes (вирулицидное действие), FD 350 (ограниченно вирулицидное действие) и FD 322 premium wipes (ограниченно вирулицидное действие).
- › Перед применением полностью просушите светозащитную оболочку.

11.3 Рентгенографическая пластина

Чистящие и дезинфицирующие салфетки не подходят для очистки рентгенографических пластин и могут их повредить.

Используйте исключительно совместимые с материалом чистящие средства:

Dürr Dental рекомендует чистящую салфетку для рентгенографических пластин (см. "3.4 Расходные материалы"). Только данное изделие было протестировано компанией Dürr

Dental на предмет совместимости с материалом.



ВНИМАНИЕ

Высокая температура или влажность могут повредить рентгенографическую пластину

- › Не подвергать рентгенографическую пластину паровой стерилизации.
 - › Не подвергать рентгенографическую пластину дезинфекции погружением.
 - › Используйте только совместимые с материалом чистящие средства.
- › Перед каждым применением с обеих сторон рентгенографической пластины необходимо удалить загрязнения мягкой и сухой безворсовой салфеткой.
- › Твердые или засохшие загрязнения удаляйте с помощью чистящей салфетки для рентгенографических пластин. При этом следуйте указаниям руководства по применению чистящей салфетки.
- › Перед применением полностью просушите рентгенографическую пластину.

11.4 Контейнер для хранения с коробкой для пластин

Очистите и продезинфицируйте поверхность контейнера для хранения и внутренней коробки для хранения пластин при заражении или наличии видимых загрязнений.

Для контейнера для хранения Dürre Dental рекомендует использовать следующие дезинфицирующие средства:
FD 366 sensitiv

Для подставки для рентгенографических пластин Dürre Dental рекомендует использовать следующие дезинфицирующие средства:
FD 350 и FD 366 sensitiv

- › Очистите поверхность контейнера для хранения и подставки для рентгенографических пластин мягкой салфеткой без ворса, смоченной в холодной водопроводной воде.
- › Выполните дезинфекцию контейнера для хранения с помощью дезинфицирующей салфетки. В качестве альтернативы можно нанести дезинфицирующее средство на мягкую безворсовую салфетку.

- › Протрите дезинфицирующей салфеткой коробку для хранения пластин с помощью дезинфицирующей салфетки. Коробку для хранения пластин можно также обработать в термодезинфекторе или паровом стерилизаторе. При этом температура не должна превышать 134 °C.

12 Техническое обслуживание

12.1 Рекомендуемый план технического обслуживания



Перед проведением работ на устройстве или при возникновении опасной ситуации обеспечьте устройство.

Рекомендованные интервалы техобслуживания рассчитаны, исходя из следующего режима работы устройства: 25 интраоральных снимков в день и 220 рабочих дней в году.

Периодичность технического обслуживания	Работы по техническому обслуживанию
---	-------------------------------------

Ежегодно	› Визуальная проверка устройства.
	› Проверка рентгенографических пластин на отсутствие царапин, при необходимости замена.
	› Удаление пыли и грязи с доступных деталей.
	› Проведение системной проверки.
Каждые 3 года	› Заменяйте вставки.

? Поиск неисправностей

13 Рекомендации для пользователей и техников



Ремонтные работы, выходящие за рамки обычного технического обслуживания, должны проводиться исключительно квалифицированными специалистами или нашей сервисной службой.




Перед проведением работ на устройстве или при возникновении опасной ситуации обезопасьте устройство.

13.1 Некачественный рентгеновский снимок

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Вместо рентгеновского снимка программа показывает сплошной белый экран или вообще не показывает никакого изображения	Рентгенографическая пластина неправильно вставлена, поэтому считывалась неактивная сторона	› Немедленно обеспечьте защиту рентгенографической пластины от воздействия окружающего света, вставьте ее правильно и отсканируйте еще раз.
	Графические данные на рентгенографической пластине были удалены, например, из-за воздействия окружающего света	› Всегда как можно скорее считывайте графические данные с рентгенографической пластины.
	Неисправность в устройстве	› Проинформируйте техника.
	Графические данные на рентгенографической пластине отсутствуют, рентгенографическая пластина не экспонирована или экспонирована недостаточно	› Проверьте рентгеновскую трубку/настройки устройства › Экспонируйте рентгенографическую пластину.
	Рентгеновский аппарат неисправен	› Проинформируйте техника.
	Неправильно выбрана вставка; светозащитная оболочка попала в устройство вместе с рентгенографической пластиной	› Используйте вставку, соответствующую размеру рентгенографической пластины.
Рентгенографическая пластина выпадает из устройства, и на мониторе не появляется никакого изображения	Используется не рентгенографическая пластина IQ	› Используйте только рентгенографические пластины IQ Dürer Dental.

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Рентгеновский снимок слишком темный	<p>Слишком высокая доза рентгеновского облучения</p> <p>Неверная настройка яркости и контрастности в программном обеспечении</p>	<p>› Проверьте параметры рентгенографии.</p> <p>› Настройте яркость рентгеновского изображения в программном обеспечении.</p>
Рентгеновский снимок слишком светлый	<p>Экспонированная рентгенографическая пластина подвергалась воздействию окружающего света</p> <p>Слишком низкая доза рентгеновского облучения</p> <p>Неверная настройка яркости и контрастности в программном обеспечении</p>	<p>› Всегда как можно скорее считывайте графические данные с рентгенографической пластины.</p> <p>› Проверьте параметры рентгенографии.</p> <p>› Настройте яркость рентгеновского изображения в программном обеспечении.</p>
Рентгеновский снимок нечеткий	<p>Доза рентгеновского облучения рентгенографической пластины слишком низкая</p> <p>Усиление (параметр высокого напряжения) в программном обеспечении установлено на слишком низкое значение</p> <p>Выбран неподходящий режим сканирования</p>	<p>› Увеличьте дозу рентгеновского облучения.</p> <p>› Увеличьте усиление (значение параметра высокого напряжения).</p> <p>› Выберите подходящий режим сканирования.</p>
<p>Двойные или побочные изображения на рентгеновском снимке</p> 	<p>Рентгенографическая пластина экспонирована дважды</p> <p>Старое изображение не до конца было удалено с рентгенографической пластины</p>	<p>› Экспонируйте рентгенографическую пластину только один раз.</p> <p>› Проверьте функционирование устройства стирания.</p> <p>› При повторном возникновении ошибки проинформируйте техника.</p>
<p>Рентгеновский снимок имеет зеркальное отражение в углу</p> 	<p>При выполнении рентгеновского снимка рентгенографическая пластина перегнулась</p>	<p>› Не перегибайте рентгенографические пластины.</p>

Ошибка	Возможная причина	Устранение
<p>Тень на рентгеновском снимке</p> 	<p>Перед считыванием рентгенографическая пластина была извлечена из светозащитной оболочки</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Рентгенографические пластины всегда должны находиться в светозащитной оболочке. › Храните рентгенографические пластины в светозащитной оболочке.
<p>Рентгеновский снимок обрзан, часть его отсутствует</p> 	<p>Металлическая деталь рентгеновской трубки препятствует прохождению рентгеновского луча</p> <p>В программном обеспечении для обработки изображений неправильно настроена маска границы снимка</p>	<ul style="list-style-type: none"> › При рентгенографии следите за тем, чтобы между рентгеновской трубкой и пациентом не находились никакие металлические детали. › Проверьте рентгеновскую трубку. › Деактивируйте режим маски границы снимка.
<p>Программное обеспечение не может собрать данные в полноценное изображение</p>	<p>Доза рентгеновского облучения рентгенографической пластины слишком низкая</p> <p>Усиление (параметр высокого напряжения) в программном обеспечении установлено на слишком низкое значение</p> <p>Выбран неподходящий режим сканирования</p> <p>Настроено слишком высокое пороговое значение</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Увеличьте дозу рентгеновского облучения. › Увеличьте усиление (значение параметра высокого напряжения). › Выберите подходящий режим сканирования. › Уменьшите пороговое значение.

Ошибка

Полосы на рентгеновском снимке



Возможная причина

Рентгенографическая пластина подсвечена из-за воздействия естественной радиации или рассеянного рентгеновского излучения

Части рентгенографической пластины перед работой с ней подверглись воздействию света

Рентгенографическая пластина загрязнена или поцарапана

Сотрясение устройства в результате толчка, или крышка вводного устройства во время процесса сканирования закрылась

Устранение

➤ Если рентгенографическая пластина хранится более одной недели, заново очистите ее перед использованием.

➤ Не подвержайте экспонированную рентгенографическую пластину воздействию яркого света.

➤ Графические данные следует считать в течение получаса после экспонирования пластины.

➤ Очистите рентгенографическую пластину.

➤ Замените поцарапанную рентгенографическую пластину.

➤ Установите устройство так, чтобы исключить его сотрясение.

➤ Старайтесь не прикасаться к устройству во время процесса сканирования.

Светлая полоса в окне сканирования

Во время считывания поступает слишком много окружающего света

➤ Затемните помещение.

➤ Поверните устройство так, чтобы свет не попал прямо на вводное устройство.

Светлые точки или вуаль на рентгеновском снимке


Микроцарапины на рентгенографической пластине

➤ Замените рентгенографическую пластину.

Ламинирование рентгенографической пластины отстает по краю

Использована неправильная система крепления

➤ Используйте только оригинальные позиционеры для рентгенографических пластин и пленок.



Неправильное обращение с рентгенографической пластиной.

➤ Правильно используйте рентгенографическую пластину.

➤ Следуйте указаниям руководства по применению позиционеров для рентгенографических пластин и пленок.

Ошибка	Возможная причина	Устранение
<p>Информация с одной стороны рентгеновского снимка была преждевременно стерта</p> 	<p>После вскрытия светозащитной оболочки и перед помещением во вводное устройство рентгенографическая пластина выдвигается из светозащитной оболочки</p>	<p>› Выдвигайте рентгенографическую пластину только после установки надорванной светозащитной оболочки на вводное устройство.</p>

13.2 Ошибка в программном обеспечении

Ошибка	Возможная причина	Устранение
«Слишком много окружающего света»	Устройство подвергается воздействию слишком большого количества света	<p>› Затемните помещение.</p> <p>› Поверните сканер так, чтобы в прорезь подачи не попадал прямой свет.</p>
«Перегрев»	Перегрев лазера или устройства стирания	› Выключите устройство и дайте ему остыть.
«Неисправность устройства стирания»	Неисправен светодиод	› Проинформируйте техника.

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Программа обработки изображений не распознает устройство	<p>Устройство не включено</p> <p>Неправильно подключен соединительный кабель между устройством и компьютером</p> <p>Компьютер не распознает соединение с устройством</p> <p>Неисправность аппаратного обеспечения</p> <p>IP-адрес устройства используется другим устройством</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Включите устройство . › Проверьте соединительный кабель. › Проверьте соединительный кабель. › Проверьте настройки сети (IP-адрес и маску подсети). › Проинформируйте техника. › Проверьте настройки сети (IP-адрес и маску подсети) и присвойте каждому устройству однозначный IP-адрес. › При повторном возникновении ошибки проинформируйте техника.
Ошибка «E2490»	<p>Соединение с устройством было прервано, когда программное обеспечение попыталось активировать устройство</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Восстановите соединение с устройством. › Повторите процесс.
Ошибка передачи данных между устройством и компьютером. Сообщение о неисправности: "Ошибка CRC, тайм-аут"	<p>Используется неправильный или слишком длинный кабель</p>	<ul style="list-style-type: none"> › Используйте только оригинальный кабель.
Сообщение программного обеспечения «Программа VistaSoft обнаружила, что рентгенографическая пластина, возможно, была экспонирована не с той стороны. Пожалуйста, перед диагностикой проверьте ориентацию пластины и качество изображения»	<p>При рентгенографии рентгенографическая пластина была экспонирована с обратной стороны (не с активной стороны)</p>	<ul style="list-style-type: none"> › При использовании рентгеновского снимка для диагностики учтите, что рентгеновский снимок был получен в зеркальном отражении.

13.3 Неисправности в устройстве

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Устройство не отображается в программном обеспечении DBSWIN	Сетевой кабель не подключен	› Подсоедините сетевой кабель.
	Не подключен сервер DHCP	› Может пройти некоторое время, прежде чем программное обеспечение DBSWIN распознает устройство. › Обновите список устройств.
	Неверная конфигурация сети	› Правильно сконфигурируйте сеть.
Устройство не включается	Отсутствует напряжение в сети	› Проверьте кабель питания и штепсельные соединения, при необходимости замените. › Проверьте блок питания. › Если зеленый индикатор не светится, замените блок питания. › Проверьте заземление в здании.
	Клавиша «Вкл./выкл.» неисправна	› Проинформируйте техника.
	Устройство через короткое время вновь отключается	› Проверьте сетевой кабель и штекерные соединения. › Проинформируйте техника.
Устройство через короткое время вновь отключается	Сетевой кабель или сетевой штекер вставлен неправильно	› Проверьте сетевой кабель и штекерные соединения.
	Неисправность аппаратного обеспечения	› Проинформируйте техника.
Устройство включено, но индикаторы (состояния, неисправности или рабочего режима) не светятся	Недостаточное напряжение в сети	› Проверьте сетевое напряжение.
	Индикаторы неисправны	› Проинформируйте техника.
Устройство не реагирует	Процесс запуска устройства еще не завершен	› После включения подождите 20–30 секунд, пока не завершится процесс запуска.
	Брандмауэр блокирует устройство	› Разблокируйте порты для устройства в брандмауэре.
Рентгенографическая пластина не вставляется в прорезь для ввода	Используется неподходящая вставка	› Используйте вставку, соответствующую размеру рентгенографической пластины.
Светозащитная оболочка проскальзывает вместе с электронной матрицей в прорезь для ввода	Используется неподходящая (слишком большая) вставка	› Используйте вставку, соответствующую размеру рентгенографической пластины.

Ошибка	Возможная причина	Устранение
Индикатор для вставки не горит	Вставка установлена неправильно	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Установите вставку правильно.
Сетевое соединение было прервано	<p>Неправильно подключен соединительный кабель между устройством и компьютером</p> <p>IP-адрес устройства используется другим устройством</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Проверьте соединительный кабель. ➤ Проверьте настройки сети (IP-адрес и маску подсети) и присвойте каждому устройству однозначный IP-адрес. ➤ При повторном возникновении ошибки проинформируйте техника.
Устройство выбрасывает рентгенографическую пластину без передачи графических данных в программу DBSWIN. Сообщение об ошибке «Введен неверный тип рентгенографической пластины»	Используется не рентгенографическая пластина IQ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Используйте только рентгенографические пластины IQ Dürer Dental ➤ Выброшенную рентгенографическую пластину можно сканировать на подходящем к ней сканере рентгенографических пластин (например, VistaScan Mini View). Проследите за тем, чтобы рентгенографическая пластина была защищена от воздействия окружающего света.

14 Время сканирования

Время сканирования — это продолжительность полного считывания графических данных в зависимости от формата рентгенографической пластины и размера пикселей.

Время сканирования снимка зависит от компьютерной системы и ее загрузки. Указанные значения времени сканирования являются приблизительными.

В связи с техническими особенностями всегда считывается поверхность самой большой рентгенографической пластины (размер 2). Поэтому время сканирования для рентгенографических пластин всегда одинаковое, независимо от их размера.

Макс. теоретическое разрешение (пл/мм)	16,7	10
Размер пикселей (мкм)	30	50
от Intra, размер 0 (2 x 3) до Intra, размер 2 (3 x 4)	20 с	13 с

15 Размеры файлов (несжатых)

Размеры файлов зависят от формата рентгенографической пластины и размера пикселей. Размеры файлов являются приблизительными данными, округленными в сторону увеличения. Подходящие способы сжатия позволяют существенно уменьшить размер файла без потери качества.

Макс. теоретическое разрешение (пл/мм)	16,7	10
Размер пикселей (мкм)	30	50
Intra, размер 0 (2 x 3)	1,8 МБ	1,1 МБ
Intra, размер 1 (2 x 4)	2,3 МБ	1,4 МБ
Intra, размер 2 (3 x 4)	3,0 МБ	1,8 МБ

16 Протокол сдачи-приемки

Этот протокол подтверждает квалифицированную передачу и инструктаж по использованию медицинского продукта. Инструктаж и передача должны проводиться квалифицированным консультантом по медицинским изделиям, который обучит вас надлежащему обращению с медицинским продуктом.

Наименование изделия	Номер для заказа (REF)	Серийный номер (SN)

- Визуальный контроль упаковки на наличие возможных повреждений
- Распаковка медицинского изделия и проверка на наличие повреждений
- Подтверждение комплектности поставки
- Инструктаж по надлежащему использованию медицинского изделия в соответствии с Руководством по эксплуатации

Примечания:

Фамилия лица, прошедшего инструктаж:

Подпись:

Фамилия и адрес консультанта по медицинской продукции:

Дата передачи:

Подпись консультанта по медицинской продукции:

--	--



Hersteller / Manufacturer:

DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

