

**GALIT**  
EXPERTS IN DENTISTRY

ПРАЙС-ЛИСТ  
**СЕРВІСНІ  
НАБОРИ**  
СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ

Прайс-лист від 01.05.2025 року

## Сервісний набір для обслуговування 4.070.002 стоматологічної установки **GALLANT OMNIPRACTIK**

**4 360 грн**

## Сервісний набір для обслуговування 4.070.004 стоматологічної установки **GALLANT PRO**

**7 930 грн**



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### КРИШКА ФІЛЬТРА

з ущільнювачами (червоні кільця)

Артикул: 0725-041-05

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



4 ШТ

### ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: С 104-F20/3

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: С 104-F20/3

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

Артикул: 0700-700-14E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН

Артикул: 0700-700-14E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

## Сервісний набір для обслуговування 4.070.003 стоматологічної установки GALLANT AUTONOME

14 780 грн

## Сервісний набір для обслуговування 4.070.009 стоматологічної установки GALLANT AUTONOME CONSOLE

14 780 грн



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



8 ШТ

### ЖОВТИЙ ФІЛЬТР пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



8 ШТ

### ЖОВТИЙ ФІЛЬТР пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Артикул: 7119100010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ

Артикул: 210400  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ФІЛЬТР - ЕЛЕМЕНТ

Артикул: AW20P-060S-7-40B  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР

Артикул: 7119100010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ

Артикул: 210400  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ФІЛЬТР - ЕЛЕМЕНТ

Артикул: AW20P-060S-7-40B  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА

Артикул: 025200194-000  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА

Артикул: 025200194-000  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**

## Сервісний набір для обслуговування 4.070.006 стоматологічної установки **GALLANT LIGHT**

**4 260 грн**

## Сервісний набір для обслуговування 4.070.007 стоматологічної установки **GALLANT CONSOLE**

**7 540 грн**



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: С 104-F20/3  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.004-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: С 104-F20/3  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)


Артикул: 9000-402-54E  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**

## Сервісний набір для обслуговування 4.070.008 стоматологічної установки GALLANT AMBIDEXTER

5 840 грн



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ЕКРАН ПЛЮВАЛЬНИЦІ З СІРОЮ КРИШКОЮ

Артикул: VC-353-02b  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ

Артикул: 005.886.010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

### ЖОВТИЙ ФІЛЬТР

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА


Артикул: 006.438.004-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

### КРИШКА (ЖОВТОГО) ФІЛЬТРА

Артикул: 0725-100-02  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

### УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**

Сервісний набір для обслуговування 4.070.013  
стоматологічної установки **GALLANT CART 5 AUTONOME****1 760 грн**

4 ШТ

**ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ**

Поролон к25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**

1 ШТ

**ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ**

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ**

Артикул: 5430-982-00

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ**

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ**

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

2 ШТ

**ФІЛЬТР** (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: С 104-F20/3

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

4 ШТ

**ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР**

пластина (поролон)

Артикул: 9.322.070

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**Сервісний набір для обслуговування 4.070.005  
стоматологічної установки **GALLANT CART 5 AUTONOME ASP****9 260 грн**

4 ШТ

**ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ**

Поролон к25 Ø35x20


Артикул: 008.260.000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**

1 ШТ

**ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ**

Артикул: 005.886.010

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ НЕРА Н13**

Артикул: 0252.00028-000

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**ШЛАНГ СЛИНОВІДСМОКТУВАЧА**

Артикул: 006.438.004-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА**

Артикул: 006.438.005-01

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20MM**  
(КОМПЛЕКТ 3 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

8 ШТ

**ЖОВТИЙ ФІЛЬТР**

пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**

1 ШТ

**СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ**

ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ**

Артикул: AC-543-06

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА**

Артикул: 025200194-000

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

2 ШТ

**ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНИСТРИ**

Артикул: 210400

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

2 ШТ

**ФІЛЬТР** (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: С 104-F20/3

Періодичність заміни: **1 раз/рік**

1 ШТ

**КРИШКА ФІЛЬТРА**

з ущільнювачами (червоні кільця)

Артикул: 0725-041-05

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**

4 ШТ

**ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР**

попередньої очистки Vulpred

Артикул: 0250.00001-000

Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**

# Сервісний набір для обслуговування 4.070.005 - 01 стоматологічної установки **GALLANT CART 5 AUTONOME ASP** 8 940 грн (без слиновідсмоктувача)



4 ШТ

## ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ПОВІТРЯ

Поролон κ25 Ø35x20

Артикул: 008.260.000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

## ФІЛЬТР ПЛЯШКИ СЧВ


Артикул: 005.886.010  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

## ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЧИСТКИ HEPA H13

Артикул: 0252.00028-000  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



4 ШТ

## ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР попередньої очистки Vulpred

Артикул: 0250.00001-000  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

## ШЛАНГ ПИЛЕВІДСМОКТУВАЧА

Артикул: 006.438.005-01  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

## УЩІЛЬНЮЮЧЕ КІЛЬЦЕ Ø 20ММ (КОМПЛЕКТ З 5 ШТУК)

Артикул: 9000-402-54E  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



8 ШТ

## ЖОВТИЙ ФІЛЬТР пиле-слиновідсмоктувача

Артикул: 0725-041-60  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**



1 ШТ

## СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ ISC O-RING20X24X2,5. 88NBR 156 (GREEN)

Артикул: 94.3771.020-024-2,5  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

## СЧВ КІЛЬЦЕ УЩІЛЬНЮЮЧЕ

Артикул: AC-543-06  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

## ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР КОМПРЕСОРА

Артикул: 025200194-000  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

## ГУМОВІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КАНІСТРИ

Артикул: 210400  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



2 ШТ

## ФІЛЬТР (змінний картридж регулятора тиску води, повітря)

Артикул: C 104-F20/3  
Періодичність заміни: **1 раз/рік**



1 ШТ

## КРИШКА КОРПУСА ФІЛЬТРА з ущільнювачами (червоні кільця)

Артикул: 0725-041-07  
Періодичність заміни: **1 раз/3 місяці**