



IONUX - це компанія, яка була заснована в 1993 році у Франції в регіоні Бордо. Вона розробляє і виробляє спеціалізовані ендодонтичні апарати. Асортимент IONUX в цілому, призначений для лікарів загальної практики, які прагнуть підвищити якість лікування та комфорт, був розроблений з урахуванням щоденної практики та простоти використання. Ми прагнемо досягти ергономічності для кращого ознайомлення, ми робимо наші продукти міцними і використовуємо батареї, які забезпечують більшу автономність.

**Endy 7** - з вбудованим апекслокатором, призначений для підготовки кореневого каналу файлами нікель-титану.



Чому слід обирати Endy 7:

- Миттєве вимірювання.
- Тривалий час автономної роботи.
- Повільний реверс.
- 9 налаштувань пам'яті.
- Швидка зупинка двигуна.
- Тривалий час роботи від акумулятора.
- Діапазон швидкостей, що підходить для файлів для корневих каналів.
- Вбудований ізольований датчик в кутовий наконечник.

**Locapex 6** - новий апекслокатор. Оновлений із Locapex Five, він зберіг ті самі характеристики, які забезпечили успіх його попереднику.

Чому слід обирати Locapex 6:

- Автономія.
- Компактний.
- 100% цифрове вимірювання.
- Миттєві вимірювання.
- Кут видимості більше 160.
- Вершина на дисплеї.



**Код LOCA 12**



**Endy NT2** - мікромотор зі світлом, призначений для роботи в кореновому каналі файлами нікель-титану. Endy NT2 дозволяє встановити швидкість файлу від 250 до 1200 обертів на хвилину, використовуючи той самий кутовий наконечник. Одного апарату може бути достатньо для розширення всіх корневих каналів.

- Тривалий термін служби літій-іонного акумулятора.
- Переривчастий повільний реверс.
- 10 налаштувань пам'яті.
- Швидка зупинка двигуна.
- Автономна робота від акумулятора.

**Код ENDY T2**

МЕБЛІ  
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

ФАНТОМИ  
FRASACO

TECNODENT

КОМПРЕСОРИ ТА  
ВІДСМОКТЮЧІ  
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ  
ОБЛАДНАННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

BIEN AIR

ПРОДУКЦІЯ  
YOSHIDA

ЦИФРОВЕ  
ОБЛАДНАННЯ  
DÜRR DENTAL

ELMA

МОНИТОРИ  
NEOVO

МІКРОМОТОРИ  
IONUX

ОСВІТЛЕННЯ

КАМЕРА  
EDUCAM

ASTEON

ОБЛАДНАННЯ  
ДЛЯ  
ІМПЛАНТОЛОГІЇ

АПАРАТ  
VECTOR

МІКРОСКОПИ  
LABOMED

FUSSEN

ZIRKONZAHN

ЗАПАСНІ  
ЧАСТИНИ

Прайс | Мікрометри Іонух

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	ENDYC15	Endy 7 мікрометр + апекслокатор	86 640
2	LOCA12	Апекслокатор Locapex 6	22 800
3	CA0029	Кутовий наконечник Endy 7	23 712
4	ENDYT2	Мікрометр Endy NT2	43 320

Дата: 25.04.2024