



Примітка. Для усунення впливу коагулятора на роботу клапана плювальниці "METASYS" застосувати для плати А120/6 програмний файл - А120_zoom_METASYS.hex.

- KM1- Електромагнітний пускач ПМ-S-25 "АСКО"
- Q1-Реле тиску MDR-3 "Condor"
- T-Трансформатор ТТ-06985 "BV elektronik"
- S1-Перемикач SWR 44 "Парис"
- X1-Шнур мережний ПВС 3x1.5мм з трьохполюсною вилкою
- X2,X4...X6 -Клемна колодка Н-4ММ2 РР "Kanlux"
- X3,X7...X9 -Клемна колодка TLF-100-2P "ТЕМ"

N-голубий
U-коричневий

AEГА 1016.00.00.000-07 Е4				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГАЛЛАНТ автономний	
Разраб.	Омельчук			Схема з'єднань		
Пров.	Калина			Лист 1 Листов 2		
Т.контр.				Замовлення #227-13		
Н.контр.	Блінова					
Утв.	Темченко					

Иев. № примеч. | Справ. № | Подп. и дата | Иев. № дубл. | Иев. № | Взам. шиф. № | Подп. и дата | Иев. № покл.