

Підприємство Галіт має офіційний дозвіл компанії Dürr Dental SE на випуск компресорів під маркою GalitDürr Dental. Ми використовуємо компресорні агрегати фірми Dürr Dental SE TORNADO 1, TORNADO 2, QUATTRO і мембранні осушувачі Dürr Dental для складання широкого модельного ряду компресорів, які вдало доповнюють номенклатуру.

**Компресор TORNADO 2**

Продуктивність при 5 бар	124 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	19 літрів
Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
Габарити	48 x 41 x 65
Вага	40 кг
Споживана потужність*	1,1 кВт


00.2.963.024

**Компресор TORNADO 2 з мембранним осушувачем**

Продуктивність при 5 бар	110 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	19 літрів
Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
Габарити	48 x 60 x 70 см
Вага	48 кг
Споживана потужність*	1,1 кВт
Споживана потужність 3 ресивером 100 л**	1,1 кВт


00.2.963.025\*

00.2.963.043\*\*

**Компресор TORNADO 2x2**

Продуктивність при 5 бар	235 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
Габарити	109 x 58 x 82 см
Вага	94 кг
Споживана потужність*	2,3 кВт

00.2.963.018

**Компресор TORNADO 2x2 з мембранним осушувачем**

Продуктивність при 5 бар	205 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
Габарити	109 x 72 x 86
Вага	102 кг
Споживана потужність*	2,3 кВт

00.2.963.041

**Компресор QUATTRO**

Продуктивність при 5 бар	254 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
Габарити	112 x 46 x 80 см
Вага	88 кг
Споживана потужність*	3 кВт

00.2.963.015

**Компресор QUATTRO з осушувачем для CAD/CAM систем**

Продуктивність при 5 бар	220 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
Рівень шуму при 5 бар	70 Дб
Габарити	112 x 56 x 85 см
Вага	96 кг
Споживана потужність*	3 кВт

00.2.963.016

**Компресор TORNADO 40 безмасляний для однієї установки**

Продуктивність при 5 бар	40 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	19 літрів
Габарити	48 x 41 x 60 см
Вага	00 кг
Споживана потужність*	0,6 кВт

00.2.963.006

**Компресор DUO з мембранним осушувачем**

Продуктивність при 5 бар	115 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	19 літрів
Рівень шуму при 5 бар	66 dBA
Габарити	48 x 60 x 73 см
Вага	53 кг
Споживана потужність*	1,3 кВт
Робочий тиск	6-7,8 бар
Живлення	230 В

00.2.963.039

**Компресор DUO TANDEM з мембранним осушувачем**

Продуктивність при 5 бар	225 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
Рівень шуму при 5 бар	69 dBA
Габарити	112 x 72 x 85 см
Вага	106 кг
Споживана потужність*	2,7 кВт
Робочий тиск	5,5-7,5 бар
Живлення	230 В

00.2.963.040

## КОМПРЕСОРИ ДЛЯ CAD/CAM СИСТЕМ



## Компресор DUO з мембранним осушувачем для CAD/CAM систем

Продуктивність при 5 бар	115 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	19 літрів
Рівень шуму при 5 бар	66 dBA
Габарити	48 x 60 x 73 см
Вага	53 кг
Споживана потужність*	1,3 кВт
Робочий тиск	8-10 бар
Живлення	230 В

00.2.963.039-01



## Компресор DUO TANDEM з мембранним осушувачем

Продуктивність при 5 бар	225 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
Рівень шуму при 5 бар	69 dBA
Габарити	112 x 72 x 85 см
Вага	106 кг
Споживана потужність*	2,7 кВт
Робочий тиск	8-10 бар
Живлення	230 В

00.2.963.040-01



## Компресор QUATTRO осушувачем для CAD/CAM систем

Продуктивність при 5 бар	220 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	100 літрів
Рівень шуму при 5 бар	70 dBA
Габарити	112 x 56 x 85 см
Вага	96 кг
Споживана потужність*	2,2 кВт
Робочий тиск	8-10 бар
Живлення	400 В

00.2.963.016-01

## Звукоізолююча шафа 1600 для спільного розміщення компресорів DUO, Tornado 2 та відсмоктуючих агрегатів V300S, V600S, V900S, VS300, VS600, VS900

Зниження рівня шуму на	15 dBA
Габаритні розміри Ш x Г x В	600 x 780 x 1680 мм
Вага	90 кг
Код	004.101.003

## Звукоізолююча шафа 1000 для розміщення одного з компресорів DUO, Tornado 2, Tomado 1 або відсмоктуючого агрегату V300S, V600S, V900S, VS300, VS600, VS900

Зниження рівня шуму на	15 dBA
Габаритні розміри Ш x Г x В	600 x 780 x 1008 мм
Вага	65 кг
Код	004.101.002

## Звукоізолююча шафа 700 для відсмоктуючого агрегату Airmatic


Зниження рівня шуму на	15 dBA
Габаритні розміри Ш x Г x В	420 x 540 x 680 мм
Вага	65 кг
Код	004.101.002

## Відсмоктуючий агрегат сухого відсмоктування для однієї установки

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Універсальна електронна плата на спеціальному кронштейні.</li> <li>• Основа відсмоктуючого агрегату з вентилятором охолодження.</li> </ul>	входить в комплект
Бактерицидний фільтр з глушником для усунення викиду інфікованого повітря в атмосферу кабінету (необхідний при неможливості виведення викиду повітря з агрегату в вентиляційну шахту або назовні будівлі) DS 3 ЕКОМ	451000Z01-006
Звукоізолююча шафа	004.101.001
Споживана потужність	0,45 кВт
00.4.311.005	

## Агрегат мокрого відсмоктування VS 250S

Зниження рівня шуму на	64 dBA
Габаритні розміри Ш x Г x В	275 x 275 x 315 мм
Вага	13 кг
Код	004.311.006



**Мобільний відсмоктувач Mobi Suc Easy включає:**

1. Звукоізолюючу шафу на колесах.
2. Відсмоктуючий агрегат AIRMATIC з платою управління.
3. Ємність-сепаратор для секретій 4,5 л.
4. Шланг пило- та слиновідсмоктувача.
5. Фільтр твердих частин.
6. Бактерицидний фільтр для виходу повітря.



Напруга живлення	230 В
Максимальний розхід	1100 л/хв
Максимальне розрідження	12 кПа
Рівень шуму	≤60 Дб(А)
Вага	41 кг
Габаритні розміри (ш х г х в)	416 x 583 x 865 Comfort 416 x 602 x 865 Classic
Споживана потужність	0,6 кВт
Код	2.020.014-01

**Мобільний відсмоктувач Mobi Suc Combi включає:**

1. Звукоізолюючу шафу на колесах.
2. Відсмоктуючий агрегат AIRMATIC з платою управління.
3. Ємність-сепаратор для секретій 4,5 л.
4. Шланг пило- та слиновідсмоктувача.
5. Фільтр твердих частин.
6. Знімну керамічну плювальницю з клапаном плювальниці Медтронік.
7. Бактерицидний фільтр для виходу повітря.



Напруга живлення	230 В
Максимальний розхід	1100 л/хв
Максимальне розрідження	12 кПа
Рівень шуму	≤60 Дб(А)
Вага	48 кг
Габаритні розміри (ш х г х в)	416 x 583 x 1015 Comfort 416 x 602 x 1015 Classic
Споживана потужність	0,6 кВт
Код	2.020.014-01

**VC 65 ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ**

Напруга	230 V (1~)
Частота	50/60 Гц
Споживання струму	0,8 А
Продуктивність	65/75 л/хв
Максимальний від'ємний тиск	910 мбар
Розміри (в х ш х г)	35 x 33 x 37 см
Розміри з візком	105 x 45 x 57 см
Вага нетто	16 кг
Вага з візком	27 кг
Рівень шуму	44 дБ (А)



ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Мобільний столик VC 65 Cart.	06723-000-00
Набір одноразових контейнерів (2л контейнер, одноразові пакети (22) та шланги (25), аксесуари для монтажу) для VC 65.	06729-870-00
Набір для паралельної роботи 2-х одноразових контейнерів (можливий тільки в поєднанні з візком) для VC 65.	06729-870-20
Набір для підключення контейнера до візка для VC 65.	06729-870-10
Одноразові пакети 2л (22) з гелеутворювачем для VC 65.	0670-980-09E

**VARIOSUC ХІРУРГІЧНИЙ ВІДСМОКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ**

**Variosuc VS** базується на визнаній технології DÜRR DENTAL VS із сепарацією та створенням вакууму на одному валу. В комплекті з відсмоктуючим агрегатом VS 300 S.



Рівень шуму	54 дБ(А)
Розміри (В х Ш х Г см)	90 x 37 x 64 см
Вага	31 кг
Напруга	230 В
Частота	50/60 Гц
Шланг DürrComfort GFK	0624-100-55
Шланг DürrComfort GFGK + лійка для слини	0624-100-56
7120-143-00	БАКТЕРІАЛЬНИЙ ФІЛЬТР/заміна фільтра 1 раз на рік/

МЕБЛІ  
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА  
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І  
ВІДСМОКТУЮЧІ  
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ  
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА  
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ  
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ  
І ХІРУРГІЯДЛЯ  
ЗУБОТЕХНІЧНИХ  
ЛАБАТОРІЙДЛЯ  
НАВЧАЛЬНИХ  
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ  
ЧАСТИНИ

**DÜRR DENTAL** – винахідник безмасляних стоматологічних компресорів – представляє неймовірно тихі і потужні компресори для стоматології, які відповідають якості «Зроблено в Німеччині».

- Безмасляний, сухий, гігієнічний.
- Підвищення продуктивності на 10 %.
- Антибактеріальне покриття всередині ресиверу.
- Низькі експлуатаційні витрати всередині ресиверу.



Компресор TORNADO 2	
Продуктивність при 5 бар	124/140 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	20 літрів
Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
Габарити	65 x 48 x 41 см
Вага	38 кг
Споживана потужність*	1,5 кВт
5280-01	



Компресор TORNADO 2 з мембранним осушувачем	
Продуктивність при 5 бар	110/126 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	20 літрів
Рівень шуму при 5 бар	68 Дб
Габарити	64 x 48 x 37 см
Вага	43 кг
Споживана потужність*	1,7 кВт
5282-01	



Компресор Quattro з осушувачем	
Продуктивність при 5 бар	258/293 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	50 літрів
Рівень шуму при 5 бар	≤70 Дб
Габарити	76 x 74 x 52 см
Живлення	400 В
Вага	85 кг
Споживана потужність*	3 кВт
5452-51	



Компресор Quattro Tandem з двома осушувачами та двома компресорними агрегатами	
Продуктивність при 5 бар	516/586 л/хв
Об'єм нержавіючого ресивера	90 літрів
Рівень шуму при 5 бар	≤73 Дб
Габарити	82 x 102 x 62
Живлення	400 В
Вага	170 кг
Споживана потужність*	6 кВт
З можливістю під'єднання до комп'ютерної мережі	
4682-54	

МЕБЛІ  
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

КРИСЛА ТА  
СТІЛЬЦІ

ОСВІТЛЕННЯ

КОМПРЕСОРИ І  
ВІДСМОКТУЮЧІ  
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

ІНСТРУМЕНТИ

ЦИФРОВЕ  
ОБЛАДНАННЯ

МІКРОСКОП

МОНІТОРИ

ГІГІЄНА ТА  
ПРОФІЛАКТИКААПАРАТ  
VECTORІМПЛАНТОЛОГІЯ  
І ХІРУРГІЯДЛЯ  
ЗУБОТЕХНІЧНИХ  
ЛАБАТОРІЙДЛЯ  
НАВЧАЛЬНИХ  
ЦЕНТРІВЗАПАСНІ  
ЧАСТИНИ

Агрегат сухого відсмоктування V 300S	
	1-2 установки
Потужність	0,58 кВт
Рівень шуму	63 Дб
1-фазний	7119-01/002



Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 300S	
	1-2 установки
Потужність	0,58 кВт
Рівень шуму	64 Дб
1-фазний	7122-01/002



Агрегат сухого відсмоктування V 600	
	2-3 установки
Потужність	1,1 кВт
Рівень шуму	65 Дб
1-фазний	7127-01/002
2-фазний	7127-02/002



Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 600S	
	2-3 установки
Потужність	1,1 кВт
Рівень шуму	65 Дб
1-фазний	7128-01/002
3-фазний	7128-02/002



Агрегат сухого відсмоктування V 900S	
	2-5 установки
Потужність	1,68 кВт
Рівень шуму	65 Дб
1-фазний	7131-01/002
3-фазний	7131-02/002



Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 900S	
	3-5 установки
Потужність	1,68 кВт
Рівень шуму	65 Дб
1-фазний	7134-01/002
3-фазний	7134-02/002




Агрегат сухого відсмоктування V 1200S	
	4-6 установки
Потужність	2 кВт
Рівень шуму	65 Дб
1-фазний	7136-02/003
3-фазний	7136-02/002





Агрегат мокрого відсмоктування з сепаратором VS 1200S	
	4-6 установки
Потужність	2 кВт
Рівень шуму	65 Дб
3-фазний	7138-02/002





Агрегат сухого відсмоктування V 2400S	
	8-12 установки
Потужність	3,3 кВт
Рівень шуму	70 Дб
3-фазний	7137-02


	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об'єм ресивера	10 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 64 дБ
	Габарити	485 x 350 x 555 мм
	Вага	38 кг
<b>DK 50-10Z на основі</b> 402101001-303		
<b>DK 50-10Z/М з осушувачем</b> 4021010A1-302		


	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об'єм ресивера	10 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 46 дБ
	Габарити	580 x 440 x 655 мм
	Вага	53 кг
<b>DK 50-10S в шафі</b> 402102001-303		
<b>DK 50-10S/М з осушувачем в шафі</b> 4021020A1-302		


	Продуктивність при 6 бар	135 л/хв
	Об'єм ресивера	25 л
	Рівень шуму	≤ 67 дБ
	Габарити	460 x 500 x 720 мм
	Вага	58 кг
<b>DK 50-2V на основі</b> 403D01001-303		
<b>DK 50-2V/М з осушувачем</b> 4032010A1-303		


	Продуктивність при 6 бар	215 л/хв
	Об'єм ресивера	110 л
	Рівень шуму	≤ 73 дБ
	Габарити	1085 x 625 x 815 мм
	Вага	113 кг
<b>DK 50 2x2V/100/М з осушувачем</b> 4041010A5-402		

	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об'єм ресивера	25 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 66 дБ
	Габарити	460 x 500 x 710 мм
	Вага	48 кг
<b>DK 50-PLUS на основі</b> 403C01001-403		
<b>DK 50-PLUS/М з осушувачем</b> 4031010A1-403		

	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об'єм ресивера	25 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 47 дБ
	Габарити	560 x 675 x 880 мм
	Вага	87 кг
<b>DK 50-PLUS S в шафі</b> 403C02001-403		
<b>DK 50-PLUS S/М з осушувачем в шафі</b> 4031020A1-403		

	Продуктивність при 6 бар	135 л/хв
	Об'єм ресивера	25 літри
	Рівень шуму	≤ 51.5 дБ
	Габарити	560 x 675 x 880 мм
	Вага	96 кг
<b>DK 50-2V S в шафі</b> 403D02001-303		
<b>DK 50-2V S/М з осушувачем в шафі</b> 4032020A1-303		

	Продуктивність при 6 бар	70 л/хв
	Об'єм ресивера	25 л
	Рівень шуму (50 Гц)	≤ 47 дБ
	Габарити	560 x 685 x 1255 мм
	Вага	114 кг
<b>DUO на основі</b> 420122005-400		
<b>DUO/М з осушувачем</b> 4201220A5-400		

	Продуктивність при 6 бар	135 л/хв
	Об'єм ресивера	25 л
	Рівень шуму	≤ 51,5 дБ
	Габарити	560 x 685 x 1255 мм
	Вага	121 кг
<b>DUO 2V на основі</b> 420222005-400		
<b>DUO 2V/М з осушувачем</b> 4202220A5-400		

Прайс | Компресори та відсмоктуючі агрегати

**GALIT**

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	002.963.024	Компресор TORNADO 2 19л	89 020
2	002.963.025	Компресор TORNADO 2 з осушувачем 19л/	144 730
3	002.963.043	Компресор TORNADO 2 з осушувачем 100л/	150 790
4	002.963.018	Компресор TORNADO 2x2 100л/	186 520
5	002.963.041	Компресор TORNADO 2x2 з осушувачем 100л/	250 710
6	002.963.015	Компресор QUATTRO	224 960
7	002.963.016	Компресор QUATTRO з осушувачем повітря	280 370
8	002.963.006	Компресор TORNADO-40 19л	45 410
9	004.311.005	Відсмоктуючий агрегат Аірматік (Галіт)	35 870
10	002.963.039	Компресор DUO з осушувачем 19л/	168 640
11	002.963.040	Компресор DUO TANDEM з осушувачем	289 750
12	002.963.039-01	Компресор DUO з осушувачем 8-10 бар	172 580
13	002.963.040-01	Компресор DUO TANDEM з осушувачем 8-10 бар	292 780
14	002.963.016-01	Компресор QUATTRO з осушувачем повітря 8-10 бар	295 510
15	004.101.003	Шафа звукоізолююча 1600	52 830
16	004.101.002	Шафа звукоізолююча 1000	35 590
17	004.101.001	Шафа звукоізолююча 700	10 560
18	002.020.014	Мобільний відсмоктувач MobiSuc Easy	77 750
19	002.020.014-01	Мобільна система відсмоктування MobiSuc Combi	116 610
20	2.020.014-02	Мобільний відсмоктувач MobiSuc Easy Comfort	88 530
21	2.020.014-03	Мобільна система відсмоктування MobiSuc Combi Comfort	127 410
22	00.4.311.006	VS 250 S Відсмоктуючий агрегат	52 350

**Dürr Dental**

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	5280-01	Компресор Tornado 2	155 950
2	5282-01	Компресор Tornado 2 з мембранним осушувачем	224 900
3	5452-51	Компресор Quattro з мембранним осушувачем	420 250

4	4682-54	Компресор Quattro Tandem для 2 агрегатів	664 030
5	7119-01/002	V 300 S відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	74 860
6	7127-01/002	V 600 центральний відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	162 520
7	7127-02/002	V 600 центральний відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	162 520
8	7122-01/002	VS 300 S комбінований відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	100 960
9	7131-01/002	V 900 S центральний відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	190 430
10	7131-02/002	V 900 S центральний відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	190 430
11	7128-01/002	VS 600 центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	196 170
12	7128-02/002	VS 600 центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	196 170
13	7134-01/002	VS 900 S центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (230 V, 1ф)	260 190
14	7134-02/002	VS 900 S центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	260 190
15	7137-02	V 2400 центральний відсмоктуючий агрегат	354 590
16	7138-02/002	VS 1200 S центральний комбінований відсмоктуючий агрегат (400 V, 3ф)	284 820
17	7136-02/002	V 1200 S центральний відсмоктуючий агрегат (400V, 3ф)	213 410
18	0672500000	Хірургічний відсмоктуючий пристрій VC 65	228 180
19	0672300000	Мобільний столик VC 65 Cart	61 810
20	0672987000	Набір одноразових контейнерів (2л контейнер, одноразові пакети (22) та шланги (25), аксесуари для монтажу)	20 600
21	0672987020	Набір для паралельної роботи 2-х одноразових контейнерів (можливий тільки в поєднанні з візком)	6 160
22	0672987010	Набір для підключення контейнера до візка	1 920
23	0670-980-09E	Одноразові пакети 2л (22) з гелеутворювачем	8 180
24	0670-01	Хірургічний відсмоктуючий пристрій VC 45	206 020
25	0670-02	Хірургічний відсмоктуючий пристрій VC 45 з педаллю	216 690
26	0670-980-00	Колектор секретії 1,5 літрів контейнер	24 050
27	0670-980-04	Колектор секретії 3,0 літрів контейнер VC 45	28 480
28	0670-150-00	VC 45 Cart	54 990
29	0670-982-00	Бактерицидний фільтр VC 45	3 350
30	0624-100-55	Variosuc VS Мобільна відсмоктуюча система (шланг GFK)	245 420

31	0624-100-56	Variosuc VS Мобільна відсмоктуюча система (шланг GFGK)	257 730
32	7120-143-00	Фільтр вихідного повітря вірусно-бактеріальний для V/VS/VSA 300 S	9 030

## Еком

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	402101001-303	Компресор DK50-10 Z на основі, на 10 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230В/50Гц)	63 630
2	4021010A1-302	Компресор DK50-10 Z/М з мембранним осушувачем, на 10 л, продуктивність 60 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	96 640
3	402102001-303	Компресор DK50-10 S в шафі, на 10 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	78 030
4	4021020A1-302	Компресор DK50-10 S/М з осушувачем в шафі, на 10 л, продуктивність 60 л/хв при 6 бар (230В/50Гц)	116 500
5	403D01001-303	Компресор DK50 2V на основі, на 25 л, продуктивність 135 л/хв при 6 бар	94 560
6	4032010A1-303	Компресор DK50 2V/М на основі з осушувачем, на 25 л, продуктивність 135 л/хв при 6 бар	139 320
7	403C01001-403	Компресор DK50 PLUS на основі, на 25 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	69 610
8	4031010A1-403	Компресор DK50 PLUS/М з осушувачем, на основі, на 25 л, продуктивність 60 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	113 010
9	403C02001-403	Компресор DK50 PLUS S в шафі, на 25 л, продуктивність 70 л/хв при 6 бар (230 В/50 Гц)	107 550
10	4031020A1-403	Компресор DK50 PLUS S/М з осушувачем в шафі, на 25 л, продуктивність 60 л/хв при тиску 6 бар (230 В/50 Гц)	156 000
11	403D02001-303	Компресор DK50 2VS в шафі, на 25 л, продуктивність 135 л/хв при 6 бар	135 210
12	4032020A1-303	Компресор DK50 2VS/М з осушувачем в шафі, 25 л, продуктивність 104 л/хв при 6 бар	179 340
13	420122005-400	Компресор DUO (DK Plus з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	154 030
14	4201220A5-400	Компресор DUO/М (DK Plus/М з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	201 490
15	420222005-400	Компресор DUO 2V (DK 50 2V з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	194 630
16	4202220A5-400	Компресор DUO 2V/М (DK 50 2V/М з відсмоктуючим агрегатом в звукоізолюючій шафі)	238 400
17	4041010A5-402	Компресор DK50 2x2V/110/М з мембранним осушувачем, на 110 л, продуктивність 215 л/хв при 6 бар	273 070

Дата: 24.04.2025