

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

ФАНТОМИ
FRASACO

ТЕСНОDENT

КОМПРЕСОРИ ТА
ВІДСМОКТУЮЧІ
АГРЕГАТИ

СТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

BIEN AIR

ПРОДУКЦІЯ
YOSHIDA

ЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ
DÜRR DENTAL

ELMA

МОНІТОРИ
NEOVO

МІКРОМОТОРИ
IONUX

ОСВІТЛЕННЯ

КАМЕРА
EDUCAM

АСТЕОН

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ІМПЛАНТОЛОГІЇ

АПАРАТ
VECTOR

МІКРОСКОПИ
LABOMED

FUSSEN

ZIRKONZAHN

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ



У 1959 році David Mosimann, механік-винахідник із сильним підприємницьким хистом, вирішив створити свій власний бізнес, заснувавши Bien Air. Компанія постійно розширювалася, і в 2001 році були створені дві супутні компанії, Bien Air Dental і Bien Air Surgery. Компанія створює та виробляє всі свої вироби тільки в Швейцарії!

Bien Air на сьогодні нараховує більше 350 співробітників в Швейцарії та всьому світі. В той же час, більш ніж 120 техніків забезпечують швидке і ефективне сервісне обслуговування.

Майбутні ідеї

Нові виклики служать основою для розробки виробів в секторах мікромоторів (MX серія) і точних інструментів з метою встановлення більш надійного і простого клінічного лікування та вдосконалення технологічних операцій в зуботехнічних лабораторіях.

Передові розробки Bien Air підтверджують себе щодня завдяки своїй високій якості і професійному обслуговуванню.

Компанія GALIT є уповноваженим представником Bien Air в Україні і розповсюджує продукцію по рекомендованих виробником цінах.

Турбіна TORNADO X LED/LK

Bien Air презентував новий продукт у своєму асортименті інструментів - Tornado X, що підтверджує високий стандарт якості виробів компанії. Застосована технологія Ассу-Chuck гарантує надійне затискання бора, усуває вібрації та забезпечує стабільність і комфорт у процесі стоматологічної роботи. Технологія Cool Touch™ забезпечує високий рівень безпеки, уникнення перегріву турбіни та захист пацієнтів від опіків. Крім цього, турбіна Tornado X використовує керамічні підшипники для надійної роботи при великих швидкостях, що гарантує тривалий та комфортний використання.



Турбіна TORNADO LED/LK

Турбінний наконечник з новим захисним покриттям Protective Shield забезпечує високу стійкість до подряпин і довговічність при інтенсивному використанні. Ефективна система затиску борів гарантує високу точність.

Ідеально збалансований ротор і керамічні шарикопідшипники мінімізують вібрацію та шум, а збільшена потужність скорочує час процедури. Технологія захисту від тепла Cool Touch у кнопці головки наконечника запобігає нагріванню турбіни, знижуючи ризик опіків для пацієнтів.



Турбіна BORA 2



Bora 2 гарантує 35% більший термін служби порівняно з попереднім поколінням. Його міцна голівка, виготовлена з нержавіючої сталі, відпорівдає механічним ударом, забезпечуючи високу довговічність. Збільшена потужність на 18% дозволяє стоматологам ефективно працювати, заощаджуючи час в офісі.

Зменшена голівка Bora 2 включає систему Accu-Spray Quattro Mix™ з чотирма асиметричними змішаними розпиленнями повітря/спреїв, що точно спрямовані на наконечник бора, уникаючи ефекту туману. Також оснащена світлодіодним освітленням, що надає відчуття денного світла.

Більша точність, велике поле огляду та полегшений доступ навіть до віддалених частин ротової порожнини – всі ці переваги забезпечують комфорт та ефективність в стоматологічній роботі.

Турбіна BLACK PEARL + ECO

Boralina та Blackpearl Eco розширюють ваш потенціал та можливості набагато більше, ніж інші високошвидкісні наконечники в своєму класі. Технологія Accu-Chuck, яка використовується для фіксації бурів та гасіння вібрації, забезпечує стабільність і точність при будь-якій швидкості обертання. Унікальний механізм фіксації кнопкової вставки Bien-Air забезпечує швидку та зручну зміну бору за допомогою легкого тиску, гарантуючи надійне, але точне замикання.



	TORNADO LED/ LK	TORNADO X LED/LK	BLACK PEARL + ECO	BORA 2 LED/LK
Потужність (Вт)	27/30	20	13	20
Вихід спрею	4-канальний	3 окремі розпилювачі повітря та води	2 x 1 окремо	4 змішані (повітря/вода)
Рівень шуму (dBA)	55		62	59
Діаметр голівки (мм)	12,2	12.6	12	11,9
Розмір голівки (мм)	13,1 мм (21,3 мм із бором 19 мм)	14.5	13,8 (22,5 мм з бором 19 мм)	13,2 (21,4 з бором 19 мм)
Швидкість (об./хв.)	410 000	340 000	310 000	380 000
Світло	Світлодіодний	Світлодіодний	-	Світлодіодний
Інтенсивність світла (KLux)	прибл. 21		-	прибл. 26/18
Керамічні шаропідшипники	Так	Так	Немає	Так
Вага (г)	60	60/61	50	60/58
Зчеплення	Unifix/ Multiflex®	Unifix/ MULTIFLEX®	Midwest	Unifix/ Multiflex LED®
Гарантія	2 роки	5 років	1 рік	2 роки
Код	1600908-001/ 1600907-001	1601085-001/ 1601086-001	1600040-001	1601152-001/ 1601153-001

Кутові наконечники CA 1:1

Відкрийте новий наконечник від Bien-Air, що гарантує точність та довговічність завдяки передовим інноваціям та кутовому наконечнику CA 1:1.

Серія Micro від Bien-Air поєднує інновації та компактний дизайн для забезпечення підвищеної потужності і маневреності. Зручні, легкі і коротші на 30% вони зменшують навантаження на руку, забезпечуючи комфорт роботи.

Ассу-Spray Sep.3 з dualook™ - високоточна система розпилення для повного охолодження бора та області обробки.

Ассу-Chuck™ - система фіксації бора та обертання з механізмом гасіння вібрацій, що забезпечує стабільність та точність при будь-якій швидкості. З кнопкою Soft Push™ від Bien-Air знімати бор легко і швидко.



	CA 1:1 L	CA 1:1 L Micro-Series	CA 1:1
Коефіцієнт передачі	1:1	1:1	1:1
Максимальна швидкість (об/хв)	40 000	40 000	40 000
Діаметр головки (мм)	9.8	9.8	9.8
Розмір головки (мм)	15.3	15.3	15.3
Вага (г)	86	79	88
Рівень шуму (дБа)	57	57	57
Система розпилення	2x3 окремі розпилювачі повітря/вода	2x3 окремі розпилювачі повітря/вода	2x3 окремі розпилювачі повітря/вода
Система освітлення	Технологія багатониткового оптичного скла	Технологія багатониткового оптичного скла	-
Система зчеплення	ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series	ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series	ISO 3964 & Bien-Air Micro-Series
Гарантія	2-3 роки	2-3 роки	2-3 роки
Код	1600384-001	1600691-001	1600424-001

Прямі наконечники PM 1:1

PM 1:1 розроблений з урахуванням навантажень внаслідок повторюваного бічного тиску, забезпечуючи виняткову точність. Цей інструмент вражає своєю стійкістю до вібрацій, тихою роботою та перевіреною системою фіксації бора, що сприяє стабільності під час використання.

Нова Micro-Series від Bien-Air поєднує інновації з компактним дизайном, роблячи її на 30% коротшою і на 23% легшою, а це забезпечує покращену потужність та маневреність. Це не лише сприяє комфорту в роботі, але і дозволяє зменшити фізичне навантаження на тіло користувача.



	PM 1:1 EXT	PM 1:1 Micro-Series	PM 1:1
Тип	Прямий наконечник	Прямий наконечник з внутрішнім спреєм	Прямий наконечник
Співвідношення	1:1 (прямий)	1:1 (прямий)	1:1 (прямий)
Зчеплення	Е-тип відповідно до ISO 3964	Сумісний із серією Micro	Е-тип відповідно до ISO 3964
Система блокування	Стопорне кільце	Стопорне кільце	Стопорне кільце
Розмір бора	Хвостовик бора Φ 2,35 мм	Хвостовик бора Φ 2,35 мм	Хвостовик бора Φ 2,35 мм
Очищення/стерилізація	Термічна машина/паровий автоклав до 135°C (275°F)		
Гарантія	2-3 роки	2-3 роки	2-3 роки
Іригація	Змінні гільзи зі зрошувальною трубкою або без неї	-	Внутрішня
Код	1600052-001	1600693-001	1600383-001

Наконечники CA NOVA



CA Nova виготовлений з нержавіючої сталі, що робить його найлегшим наконечником у нашому асортименті. Ця легка конструкція сприяє поліпшенню ергономіки та зменшенню втоми зап'ястя під час повсякденної роботи.

Нержавіюча сталь і моноблочна рукоятка конструкції сприяють зменшенню як вібрації, так і рівня звуку, забезпечуючи покращений комфорт користувача. Ризики перехресного зараження знижуються завдяки антиретракційному клапану та захисту Sealed Head. Технологія відведення тепла Cool Touch+ уникає нагрівання, що зменшує ризик опіків для пацієнтів. CA Nova є більш надійним і довговічним порівняно з кутовими наконечниками попереднього покоління.

	CA Nova 1:1 L	CA Nova 1:1 L MS	CA Nova 1:5 L	CA Nova 1:5 L MS
Спрей	1 розділене повітря/вода	1 розділене повітря/вода	4 асиметричні змішані (повітря/вода)	4 асиметричні змішані (повітря/вода)
Максимальна швидкість (об/хв)	40 000	40 000	200 000	200 000
Матеріал	Нержавіюча сталь			
Діаметр головки (мм)	Зверху 8.3 Знизу 6.4	Зверху 8.3 Знизу 6.4	Зверху 8.9 Знизу 6.2	Зверху 8.9 Знизу 6.2
Висота головки з бором 19 мм (мм)	23.9	23.9	21.9	21.9
Вага (г)	72	67	72	66
Рівень шуму (дБа)	55	55	56	56
Світло	Унікальний стрижень із багатожильного скла			
Керамічні шари-копідшипники	Так	Так	Так	Так
Гарантія	2 роки	2 роки	2 роки	2 роки
Код	1601137-001	1601136-001	1601139-001	1601138-001

МЕБЛІ
МЕДИЧНІ

УСТАНОВКИ

ФАНТОМИ
FRASACO

TECNO DENT

КОМПРЕСОРИ ТА
ВІДСМОКТЮЧІ
АГРЕГАТИСТЕРИЛІЗАЦІЙНЕ
ОБЛАДНАННЯ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

BIEN AIR

ПРОДУКЦІЯ
YOSHIDAЦИФРОВЕ
ОБЛАДНАННЯ
DÜRR DENTAL

ELMA

МОНИТОРИ
NEOVOМІКРОМОТОРИ
IONUX

ОСВІТЛЕННЯ

КАМЕРА
EDUCAM

ASTEON

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ІМПЛАНТОЛОГІЇАПАРАТ
VECTORМІКРОСКОПИ
LABOMED

FUSSEN

ZIRKONZAHN

ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ



Мікромотори

Електродвигуни Bien-Air – найпопулярніші на ринку завдяки високоточним характеристикам і надійності. Оснащені безщітковою технологією для вражаючої продуктивності як під час високошвидкісних, так і низькошвидкісних процедур.

	MX2	MC3 LED	MC2 LED	MCX/ MCX LED	MC2 IR
Додатки	Реставрація, профілактика, ендодонтія	Відновлювальний, Профілактичний			
Тип	Безщітковий внутрішній спрей	3 пензлика-ми, внутрішнім спреєм	3 пензлика-ми, внутрішнім спреєм	Безщітковий внутрішній спрей	3 пензлика-ми, внутрішнім спреєм
Діапазон швидкостей	100-40 000 об / хв	60-40 000 об / хв	60-40 000 об / хв	100**-40 000 т./хв	60-40 000 об / хв
Макс.крутний момент	3,5 Нсм	2,8 Нсм	2 Нсм	2,5 Нсм	2 Нсм
Вага (г)	90 г	100 г	110гг	76 г	75 гр
Розміри	Ø 21 x 50 мм*	Ø 21 x 95 мм	Ø 23 x 79 мм	Ø 21 x 42 мм*	Ø 23,5 x 81 мм
Світло	Світлодіод з регулюванням інтенсивності				Немає
Макс.рів.шуму	51 дБА	54 дБА	54 дБА	51 дБА	50 дБА
Підлягає стерилізації	Так	-	-	Так	-
Обертання шланга	400°	400°	0°	400°	0°
Гарантія	3-4 роки	1,5-2,5 роки	1,5-2,5 роки	3-4 роки	1,5-2,5 роки
КОД	1600677-001	1600680-001	1600681-001	1600751-001/ 1600780-001	1600073-001

Lubricare 2 автоматично забезпечує технічне обслуговування стоматологічних наконечників, необхідних для щоденної практики, включаючи їх очищення та змащування.



Тривалість циклу	20 секунд турбіна, 40 секунд редуктор
Ємність	4 шляхи (2 очищення, 2 змащення) і 1 смуга патрона
Рейтинг	Змінний струм від 100 В до 240 В, 50/60 Гц
Споживання енергії	від 10 ВА до 25 ВА
Швидкість потоку повітря	60 НЛ/хв до 100 НЛ/хв (0,3 МПа до 0,5 МПа)
Повітряний тиск	Від 0,3 МПа до 0,5 МПа (рекомендовано 0,4 МПа)
Вага	прибл. 8 кг
Зовнішні розміри (ШхГхВ)	300 мм x 300 мм x 365 мм
Код	1601156-001

iOptima INT - універсальне рішення, що надає повний спектр лікування, інтегроване бездоганно в ваше стоматологічне крісло. Більше не потрібно додаткового обладнання: iOptima INT дозволяє виконувати реставраційні, ендодонтичні (включаючи зворотно-поступальний режим) і хірургічні процедури, включаючи встановлення імплантатів. Також включена функція п'єзо-масштабування.

Встановлюється безпосередньо у блок лікаря, системою легко керувати за допомогою планшета Apple®. Тому iOptima INT потребує мінімум місця та забезпечує ідеальне робоче середовище.



КОМПЛЕКТ «СТАНДАРТ» Комплект включає: 1 x мотор Mx2	1700704-001
КОМПЛЕКТ «КОМФОРТ» Комплект включає: 2 x моторів Mx2	1700705-001
КОМПЛЕКТ «ВСЕ В ОДНОМУ» Комплект включає: 1 x мотор Mx2 + 1 x мотор MX-i	1700706-001

OptimaINT та мікромотори MX2 і MCX

гарантують ідеальний контроль над інструментом, регулюючи швидкість, крутний момент і напрямок обертання. Блоки керування Optima INT та DMX із технологією Smart Logic максимально використовують потужність мікромоторів MX, забезпечуючи максимальний контроль швидкості та крутного моменту.



Філософія Easy-Nav Optima INT робить її надзвичайно інтуїтивно зрозумілою та адаптивною до більшості стоматологічних крісел. Це ідеальний вибір для модернізації пневматичного крісла, переносячи його в еру електроніки.

ОПТИМА MX2^{int} набір з DMX2 Pro для 2-ох мікромоторів, з перетворювачем	1700392-001
ОПТИМА MX2^{int} набір з DMX2 Pro для 1 мікромотора, з перетворювачем	1700386-001

Optima MCX - система включає настільний блок керування та мікромотор MCX, дозволяє стоматологам оновити свої пристрої за доступною ціною. Забезпечує ефективну роботу та простоту використання. Підключення електричних наконечників легко виконується, а система дозволяє насолоджуватися перевагами безщіткових мікромоторів. Просто підключіть існуючу турбіну до блоку управління ОПТИМА, виберіть швидкість і керуйте електричним наконечником за допомогою педалі.

Код	1700595-001
------------	--------------------



Прайс | Продукція Vien Air

№	Артикул	Номенклатура	Ціна/грн
1	1700566-001	Турбінний наконечник TORNADO LED + з'єднувач UNIFIX 4H L	54 980
2	1600363-001	З'єднувач UNIFIX 4H L	11 530
3	1700853-001	Турбінний наконечник Vora 2 LED + з'єднувач RA Unifix	40 680
4	1700854-001	Турбінний наконечник Vora 2 LK + з'єднувач RA LK	44 100
5	1502237-001	Набір для ремонту TU Vora L PREMIUM	12 380
8	1600040-001	Турбінний наконечник BLACK PEARL ECO 4H	13 100
9	1502249-001	Набір для ремонту Blackpearl ECO PREM	6 590
10	1600386-001	Кутовий наконечник CA 1:5 L	41 060
11	1600384-001	Кутовий наконечник CA 1:1 L	22 440
12	1600424-001	Кутовий наконечник CA 1:1	20 400
13	1600690-001	Кутовий наконечник CA 1:5 L Micro-series	41 060
14	1600691-001	Кутовий наконечник CA 1:1 L Micro-series	22 440
15	1600693-001	Прямий наконечник PM 1:1 Micro-series	19 020
16	1600052-001	Прямий наконечник PM 1:1 EXT SPRAY	21 380
17	1601137-001	PM CA 1:1L NOVA	39 280
18	1601139-001	PM CA 1:5L NOVA	49 270
19	1601136-001	PM CA 1:1L NOVA MS	39 280
20	1601138-001	PM CA 1:5L NOVA MS	49 270
21	1700818-001	Комплект DMCX LED без конвертора	37 670
22	1600677-001	Мікроmotor MX2	36 820
23	1600680-001	Мікроmotor MC3 (LED)	38 220
24	1600681-001	Мікроmotor ISOLITE (LED)	36 990
25	1600780-001	Мікроmotor MCX	27 110
26	1600751-001	Мікроmotor MCX LED	26 860
27	1600073-001	Мікроmotor MC2 IR	27 520
28	1600700-001	Шланг MX2 400 GREY	10 230
29	1600756-001	Шланг MCX GREY	5 160

30	1600064-006	Масило для наконечників MAINT LUBRIFLUID	1 930
31	1600036-006	Масило для наконечників MAINT SPRAYNET	1 930
32	1600617-006	Масило для наконечників MAINT AQUA CARE	1 230
33	1600037-006	Масило для наконечників MAINT LUBRIMED CARTRIDGE	1 680
34	1000003-001	Пристосування для змащування наконечників MAINT GREASER	1 500
35	1700704-001	Комплект iOptima int-1xMX2-Full	105 120
36	1700705-001	Комплект iOptima int-2xMX2-Full	165 400
37	1700706-001	Комплект iOPTIMA MX2++MXi	171 150
38	1700392-001	Комплект OPTIMA MX2 INT PRO 2M	177 730
39	1700386-001	Комплект OPTIMA MX2 INT PRO	110 310
40	1700595-001	Комплект Optima MCX	82 100
41	1700427-001	Набір DMCX LED	49 960
42	1700431-001	Набір DMCX	43 930
43	1601156-001	Система обслуговування LUBRICARE 2	134 120

Дата: 29.04.2024