



IsoLED mini Світлодіодний ліхтарик

IsoLED mini - це оглядовий та діагностичний ліхтарик, що працює від акумулятора, і ідеально підходить для використання в наступних середовищах:

- Стоматологія
- Дерматологія
- Сімейна Практика
- Ветеринарна Медицина
- Кімнати невідкладної допомоги
- Амбулаторні заклади
- Центри невідкладної допомоги

Високоєфективна конструкція ліхтарика IsoLED mini дозволяє зменшити споживання енергії та зменшити вартість (приблизно на 1/3 галогенних ламп), а 20 000 годин роботи світлодіодів забезпечує те, що пристрій не вимагає частого обслуговування. Його дизайн відповідає вимогам Energy Star та навіть перевищує їх.

Пристрій має необмежену мобільність (не потребує доступу до розеток) і його заряду вистачить на більше 10 годин при повній інтенсивності. Його світловий промінь надзвичайно однорідний і без недоліків. Легка акумуляторна батарея має затискач для фіксації, який можна використовувати на поясі або в кишені користувача. Зарядний пристрій поставляється з монітором заряду, який сповіщає оператора, коли батарея повністю заряджена.

Ліхтарик адаптується до будь-яких біокулярних луп: Galilei, Zumax, Zeiss, Orascopic, Flip up, Grendel Meier і Heine та інших. Пристрій поставляється в футлярі для транспортування, який містить підвісний кабель/роз'єм ліхтарика, акумуляторну батарею, один монтажний затискач, знімний червоний фільтр, настінний зарядний пристрій для акумулятора та пісбник користувача. IsoLED доступний у кількох варіантах кріплення: на кліпсах, на захисних окулярах або прикріплена до пластикового головного убору або м'якої пов'язки від поту.

Інформація про Гарантію

- Три (3) роки на світлодіоди
- Один (1) рік на акумулятори

☎ 0-800-502-998

🌐 www.galit-dental.com

✉ office@galit.te.ua

📍 47711, Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. 15 Квітня, 6Є

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРИ

Освітлення	> 20,000 Люкс при 12" (30 см)
Термін Служби Світлодіодів	> 20,000 годин
Колірна Температура	5,500 °K
Індекс передачі кольору (CRI)	85 Типовий
Розмір Плями	60 мм на робочій відстані 300 мм
Діапазон інтенсивності	3% до 100%
Час роботи	>10 годин, як правило, при максимальній інтенсивності
Нормальний час перезарядки	<3.5 годин
Швидкий час перезарядки	2 години для 8 годин максимальної інтенсивності
Зарядний пристрій	Універсальний: від 100 до 264 В змінного струму, від 50 до 60 Гц, 8,4 В постійного струму при 1,3 А
Вага (Фара)	23 грами
Вага (Акумулятор)	190 грамів
Розмір (Блок керування/акумулятор)	4.25" x 2.7" x 1.1" (10,6 см x 6,7 см x 2,7 см)



Розроблено та виготовлено в США