


GALIT

EXPERTS IN DENTISTRY

ZAHNÄRZTLICHE AUSRÜSTUNG

25 Jahre Erfahrung, Führungsqualität und
Expertenlösungen für die Zahnmedizin



EXPERTS IN DENTISTRY

GALIT — ist der anerkannte Marktführer im Bereich Herstellung medizinischer Geräte in der Ukraine. Diesen Status verdankt er einer einzigartigen Vereinigung hochwertiger europäischer Komponenten, Vielseitigkeit und ergonomisches Designs.

EXPERTISE ÜBER ALLES!

Ein Vierteljahrhundert über bleibt der Vektor der Marke GALIT unverändert: zuverlässige und langlebige Dentalgeräte zu entwickeln und innovative fachkundige Lösungen für Zahnärzte auf der ganzen Welt bereitzustellen. Wir legen einen großen Wert auf die Langlebigkeit unserer Produkte und Lösungen, da wir die Langlebigkeit unserer Beziehungen mit den Kunden zu schätzen wissen.

DIE WERTE UNSERER MARKE:

Qualität — wir arbeiten nach den international anerkannten Qualitätsstandards für Medizinprodukte.

Vertrauen — Respekt, Sorgfalt und Aufrichtigkeit leiten unser Handeln.

Sorge — unsere Leute und Kunden inspirieren uns dazu, mit Hingabe und Leidenschaft zu handeln.

Innovationen — wir verwenden die neuesten Technologien, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Partnerschaft — wir arbeiten mit kompetenten Fachärzten und unseren Partnern zusammen, um gemeinsam Siege zu erlangen.



GALIT OMNIPRATIQUE

Ästhetik und Funktionalität

Die zahnärztliche Behandlungseinheit **GALIT OMNIPRATIQUE** ist ein absoluter Marktführer in ihrem Segment. Rund 4.000 führende Kliniken weltweit haben sich für GALIT OMNIPRATIQUE bei ihrer alltäglichen Arbeit entschieden. Die Behandlungseinheit ist unter Berücksichtigung aller Anforderungen der modernen Zahnmedizin konzipiert und vereint Ergonomie, fortschrittliche Technologie und anspruchsvolles Design.

Hauptvorteile von GALIT Omnapratique:

- Für Herstellung der zahnärztlichen Behandlungseinheit werden ausschließlich hochwertige Komponenten von europäischen Herstellern sowie langlebige Materialien wie Polyurethan, Metall und Keramik verwendet.
- Es gibt die Möglichkeit zur Auswahl von bis zu fünf Instrumenten für das Arztelement und vier Instrumenten für das Assistenzelement, was ein umfassendes Spektrum an zahnärztlichen Eingriffen bedingt.
- Es gibt die Möglichkeit zur Auswahl der Art und Farbe der Polsterung, der Programme für den Patientenstuhl, der Art der Versorgung mit Instrumenten am Arztelement sowie der Art des Bedienfelds. Dadurch kann die Behandlungseinheit an die spezifischen Bedürfnisse des Arztes angepasst werden und ein maximaler Patientenkomfort gewährleisten.
- Die Ausführung der Behandlungseinheit ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Komponenten sowohl für das Betreuungspersonal als auch für medizinisches Personal.





GALIT AUTONOME



| Unabhängigkeit für bequeme Praxis

Die zahnärztliche Behandlungseinheit **GALIT AUTONOME** ist eine optimale Lösung für Kliniken, die keine Möglichkeit für die Zufuhr der Versorgungsleitungen haben, da für den Betrieb der Behandlungseinheit nur ein elektrischer Anschluss erforderlich ist.

Hauptvorteile von GALIT AUTONOME:

- GALIT AUTONOME ist eine völlig unabhängige Behandlungseinheit, die keinen Anschluss an Luft-, Vakuum-, Wasser- oder Abwassernetze erfordert.
- In der Hydraulikeinheit sind eingebaut: ein Kompressor mit Trockner und Edelstahl-druckbehälter, ein Absauger mit bakterizidem Filter, ein Wasserbehälter und ein Sekretbehälter.
- Stabile Ausführung für Befestigung der Zusatzgeräte. Sie können einfach einen Mikroskop, ein Röntgengerät oder einen Bildschirm platzieren, um bequem zu arbeiten.
- Bauteile von führenden europäischen Herstellern mit Garantieservice.
- Die Behandlungseinheit ist geräuscharm im Betrieb, sie schafft behagliche Atmosphäre sowohl für den Arzt als auch für den Patienten.
- Der bakterizide HEPA-Filter (H14) schützt die Luft in der Zahnarztpraxis vor Viren und Bakterien und filtert sie zu 99,9 %.
- Es gibt die Möglichkeit zur Auswahl des Modells und der Farbe des Patientenstuhls, der Art der Polsterung und der zusätzlichen Programme dafür sowie der Art der Versorgung mit Instrumenten am Arztelement und des Bedienfelds (Standard oder Touch).





GALIT LIGHT



Minimalismus, der mit der Zeit dahingeht

Die zahnärztliche Behandlungseinheit **GALIT LIGHT** hat ein minimalistisches Design und eine funktionale Ausführung, was sie zu einer Einheitslösung für kleine Räume macht.

Hauptvorteile von GALIT LIGHT:

- Die Verwendung von hochwertigen europäischen Komponenten, was Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Behandlungseinheit sichert.
- Der NUCLEUS LED-Mikromotor von TKD mit Duopad-Bedienfeld — bürstenloser Mikromotor mit Geschwindigkeit von 100–40.000 U/min, der für endodontische Eingriffe konzipiert ist. Er hat Funktionen Auto-Stop, Auto-Reverse, Auto-Forward i Rocking/ Reciproc.
- Die WAS Durr Dental-Aufbereitungseinheit, die für eine Druckregulierung und Filterung von Wasser und Luft durch automatisches Schließen der Kanäle für mehr Sicherheit sorgt.
- 3-Funktionsspritze 3FP-S Mytronic — eine ultraleichte Spritze mit weichem Griff, das eine sichere Anwendung gewährleistet und das Setzen von Einwegaufsätzen unterstützt.
- Bequemer Patientenstuhl mit elektromechanischen Bewegungen und mit Möglichkeit der Personalisierung.
- Das integrierte Mytronic-Reinwassersystem, das für ein hohes Maß an Hygiene und Sicherheit sorgt.




GALIT PRO

Können in Details

Die Behandlungseinheit **GALIT PRO** ist ein Premiummodell für Zahnärzte, die hohe Qualitätsstandards anstreben und anspruchsvolles Design schätzen. Die Pro-Behandlungseinheit ist zuverlässig und funktional und verleiht dazu der modernen Klinik auch eine stilvolle Note.

Entscheidende Vorteile von GALIT PRO:

- Das elegante italienische Design der Behandlungseinheit betont den Premiumstatus der Klinik, schafft ein professionelles Image, dem Patienten vertrauen, und trägt auch dazu bei, sich von der Konkurrenz abzuheben.
- Für Herstellung der Behandlungseinheit wurden ausschließlich Premiumkomponenten von führenden europäischen Herstellern verwendet, was eine hohe Leistung, Langlebigkeit und optimale Arbeitsqualität gewährleistet.
- Individuelle Einstellungen: Wählen Sie die Art und Farbe der Polsterung, Programme für den Stuhl, die Art der Versorgung mit Instrumenten und die Art des Bedienfelds aus. Dadurch können Sie die Behandlungseinheit an Ihre Bedürfnisse anpassen und den maximalen Patientenkomfort gewährleisten.
- Die robuste Ausführung ermöglicht einfache Integration zusätzlicher Geräte wie Mikroskop, Röntgengerät oder Bildschirm, um Ihre Möglichkeiten zu erweitern und einen voll ausgestatteten Arbeitsraum zu schaffen.





GALIT AMBIDEXTRE



Komfort, Ästhetik und Funktionalität

Die praktische und universelle Behandlungseinheit **GALIT AMBIDEXTRE** ist die beste Lösung für Kliniken, in denen die selbe Behandlungseinheit von rechts- und linkshändigen Zahnärzten bedient werden kann.

Hauptvorteile von GALIT AMBIDEXTRE:

- Einzigartiger Drehmechanismus ermöglicht es, die Position des Arzt- sowie Assistenzelementes von der rechten zur linken Seite innerhalb von wenigen Sekunden zu ändern.
- Es gibt die Möglichkeit zur Auswahl der Befestigung der Lampe und des Arztelementes an der Decke, am Boden oder am Stuhl.
- Das Arztelement mit Ober- oder Unterzuführung für fünf Instrumente ist mit fünf Instrumenten und zwei Bedienfeldern zur bequemen Kontrolle über das Behandlungsverfahren ausgestattet.
- Das Assistenzelement mit Drehhebel und unabhängigen Kanälen zur Speichel- und Staubabsaugung lässt sich leicht nach rechts, links, oben und unten bewegen und gewährleistet bequeme Arbeit für den Arzt und die Assistenz.
- Zahnärztliche Patientenstühle sind für maximalen Komfort konzipiert und verfügen über die Möglichkeit zur Auswahl der Polsterungen und der zusätzlichen Programme.



GALIT CONSOLE



Ergonomie, die auf Grundlage der Erfahrung entwickelt ist

GALIT CONSOLE ist eine moderne Zahnbehandlungseinheit für Ärzte, die die Bewegungsfreiheit und den Komfort im alltäglichen Praxis schätzen. GALIT CONSOLE vereint fortschrittliche Technologie und ergonomisches Design, um eine effiziente Arbeit des Arztes und den Patientenkomfort zu gewährleisten.

Hauptvorteile von GALIT CONSOLE:

- Durch die Befestigung des Stuhls an die Hydraulikeinheit haben Arzt und Assistenz mehr Beinfreiheit und können so in möglichst engem Kontakt mit dem Patienten arbeiten.
- Modernes Design des Arztelements mit Schlauchzuführung von oben oder von unten ist mit fünf Instrumenten ausgestattet, die der Arzt je nach Bedarf auswählen kann.
- Ein Standard- oder Touch-Panel zur Steuerung des Stuhls und der Arbeit der Behandlungseinheit mit der Möglichkeit, die Leistung aller dynamischen Instrumente zu regeln.
- Der Patientenstuhl ist auf maximale Behaglichkeit ausgelegt und verfügt über die Möglichkeit zur Auswahl der zusätzlichen Optionen, darunter die Rückenlehnen- und Sitzverstellung, das Programm zur Rückkehr in die „Null“-Position, die Fußbedieneinheit und der Nothalt.
- Bauteile von führenden europäischen Herstellern mit Garantieservice.
- Drehbare Speibeckenschüssel aus Keramik mit elektronischer Steuerung der Spülung und Glasbefüllung.





GALIT NO STRESS



Eröffnen Sie neue Möglichkeiten für die Organisation Ihres Arbeitsraums

GALIT NO STRESS ist eine ergonomische und praktische Lösung für Ihre Zahnarztpraxis, die es dem Zahnarzt und der Assistenz ermöglicht, den Standort und die Konfiguration der Ausstattung einfach zu ändern und sie so schnell an spezifische Behandlungsverfahren und Patientenbedürfnisse anzupassen.

Hauptvorteile von GALIT NO STRESS:

- Die Geräte sind vom Anschluss an Luft-, Vakuum- und Abwassernetze absolut unabhängig.
- Das Konzept der autonomen Geräte eignet sich ideal für die Nachrüstung einer bestehenden Klinik sowie für eine ganz kleine Praxis.
- Die Ausstattung entspricht den höchsten Standards der Sicherheit und Hygiene gemäß europäischen Normen. Moderne bakterizide HEPA-Filter sorgen für eine ultrafeine Luftreinigung und halten Mikropartikel mit einer Größe von bis zu 0,3 Mikrometern zurück.
- Es sind keine Rohre für die Zufuhr der Versorgungsnetze erforderlich. Sie können diese mobile, autonome Geräte je nach Bedarf zwischen den Arztzimmern Ihrer Zahnarztpraxis verschieben.





GALIT CART-5



Expertenlösung für moderne Zahnärzte

Mobile Behandlungseinheit **GALIT CART-5** ist eine kompakte und flexible Lösung für gegenwärtige Zahnärzte. Mobiles Arztelement vereint stilvolles Design und Vielseitigkeit und bietet so beste Voraussetzungen für eine effektive Patientenbehandlung.

Hauptvorteile von GALIT CART-5:

- Es gibt die Möglichkeit zur Auswahl von bis zu fünf Instrumenten, die an unterschiedliche Behandlungsverfahren angepasst sind.
- Ein Standard- oder Touch-Panel zur vollständigen Kontrolle über Instrumente.
- Einhändige Höhenverstellung des Arztelements durch das pneumatische System für sanfte Bewegung.
- Kompaktes Design, das den Platz spart und den modernen Stil des Arztzimmers ergänzt.
- Ein Radstand zum einfachen Wechsel der Einstellungsposition bei der Behandlung von Patienten.
- Eingebaute Luftaufbereitungseinheit und Energieeinheit, um Platz zu sparen.
- 2-Liter-Reinwassersystem zur Gewährleistung der Hygiene.
- Leicht abnehmbare Halterungen von Instrumenten zum Autoklavieren für maximale Hygiene.
- Schnelle und einfache Flächendesinfektion.





GALIT CART AUTONOME



Optimale Kombination aus Autonomie und Flexibilität

Die tragbare Behandlungseinheit **GALIT CART AUTONOME** braucht keinen Anschluss an Versorgungsnetze, was maximale Bequemlichkeit in der alltäglichen Zahnarztpraxis garantiert.

Hauptvorteile von GALIT CART AUTONOME:

- Eingebauter ölfreier DK 50-Kompressor mit einem 3-Liter-Edelstahl Druckbehälter in schallisoliertem Gehäuse zur Geräuschminimierung.
- 2-Liter-Reinwassersystem, das die Arbeit ohne Anschluss an eine Wasserversorgung ermöglicht.
- Die Mobilität der Einheit ermöglicht ein einfaches Manövrieren und den Einsatz in jeder Position zum Patienten.
- Feststellvorrichtungen an den Rädern sorgen für Stabilität der Einrichtung bei Heilverfahren.
- Ein Standard- oder Touch-Panel zur vollständigen Kontrolle über dynamische Instrumente.
- Einfaches und stilvolles Design für einfache Reinigung und Desinfektion.
- Abnehmbare Halterungen für Autoklavierinstrumente zur Gewährleistung hoher Standards der Hygiene und Sterilität.





GALIT CART AUTONOME 3 ASP



Ihre Arbeit ohne Begrenzungen und Kompromisse

GALIT CART AUTONOME MIT ASPIRATION — ist eine mobile zahnärztliche Behandlungseinheit, die dank ihrer integrierten autonomen Systeme Effizienz und Benutzerfreundlichkeit sogar bei der Arbeit im begrenzten Raum sichert.

Hauptvorteile von GALIT CART AUTONOME MIT ASPIRATION:

- Eingebauter ölfreier DK 50-Kompressor mit einem 3-Liter-Edelstahldruckbehälter, der den Geräuschpegel reduziert.
- Absaugeinheit mit bakterizidem Filter zur Gewährleistung einer sauberen Arbeitsumgebung.
- 2-Liter-Reinwassersystem und 5-Liter-Behälter für Sekrete für autonomen Betrieb.
- Kompaktes Design für die Arbeit im begrenzten Raum.
- Ein Radrahmen mit Feststellvorrichtungen an den Rädern für hohe Sicherheit und leichte Verschiebung.
- Drei Instrumente für den Arzt mit Auswahlmöglichkeit und zwei Instrumente (Speichel- und Staubabsauger) für die Assistenz.
- Power-Bedienfeld für alle dynamischen Instrumente zur einfachen Steuerung.
- Einfache Reinigung und Desinfektion der Oberfläche dank durchdachtem Design.



MOBI SUC EASY | MOBI SUC COMBI



HOHES NIVEAU DER MOBILITÄT UND EFFIZIENZ

MOBI SUC EASY UND MOBI SUC COMBI dienen zur Entziehung der Flüssigkeiten oder Luft aus der Patientenmundhöhle während der Behandlung.

Hauptvorteile von MOBI SUC EASY und MOBI SUC COMBI:

- Durch das Radrahmen lässt sich der Absauger leicht innerhalb der Zahnarztpraxis verschieben.
- Reduzierter Geräuschpegel beim Betrieb.
- Erreichen einer hervorragenden Absaugleistung schon in wenigen Sekunden.
- Maximaler Absaugestrom macht 1.100 l/min aus.
- Spezielle antistatische Räder mit Bremse zur Fixierung.
- Die Geräte sind völlig autonom – einfach einstecken und loslegen.
- Der bakterizide HEPA-Filter (H14) schützt die Luft in der Zahnarztpraxis vor Viren und Bakterien und filtert sie zu 99,9 %.



Qualität, die überzeugt. Innovationen, die inspirieren



Von der Auslegung bis zur Umsetzung begleitet das GALIT Team jede Stufe der Arbeit. Werden für die Behandlungseinheit spezifische Optionen bestellt, ist der erste Schritt bei der Erfüllung dieser Bestellung eine technische Konstruktionslösung, daher erhält der Kunde ein Produkt mit vom Hersteller garantierter Qualität.



Die Produktionsflächen von GALIT betragen 5000 Quadratmeter. Die modernen verfügbaren Produktionsanlagen stellen ein Höchstmaß an Genauigkeit und Qualität der Produkte sowie kurze Auftragsabwicklungszeiten sicher.

Mit hochqualifizierten Mitarbeitern der Entwicklungsabteilung, Produktionsanlagen auf dem Stand der Technik, den besten Spezialisten in der Produktion und über 30 bekannten Marken der zahnmedizinischen Geräte unter den Partnern, schafft die Firma GALIT kompetente Lösungen, die den Bedürfnissen und Wünschen selbst der anspruchsvollsten Kunden gerecht sind.

Wir legen einen großen Wert auf die Langlebigkeit unserer Behandlungseinheiten, da wir die Langlebigkeit unserer Beziehungen mit den Kunden zu schätzen wissen!

EXPERTS IN DENTISTRY!



GALIT

Manufacturer

PC «Galit»

6E, 15 Kvitnya Str., v. Baikivtsi, Ternopil region, 47711,
UKRAINE

+380-800-502-998

office@galit.te.ua
service@galit.te.ua

European representer

Galdent CZ s.r.o.

K.Vapence 448, 41503 Teplice, Czech Republic

+420-775-471-378

export@galit.te.ua
galdentcz@gmail.com



Version: 20250115

Wir behalten uns vor, technische Spezifikation bzw. Aussehen der Anlagen ohne vorherige Absprache zu ändern.