


# **GALIT**

**EXPERTS IN DENTISTRY**

**СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ**

25 років досвіду, лідерства та експертних рішень для стоматології



# EXPERTS IN DENTISTRY

**GALIT** — визнаний лідер у виробництві медичного обладнання в Україні, завдяки унікальному поєднанню якісних європейських компонентів, універсальності та ергономічного дизайну.

## ЕКСПЕРТНІСТЬ – ПОНАД УСЕ!

Чверть століття вектор бренду GALIT залишається незмінним — розробляти надійне та довговічне стоматологічне обладнання і надавати інноваційні експертні рішення для стоматологів-професіоналів у всьому світі. Ми дбаємо про довговічність наших продуктів і рішень, оскільки цінуємо довговічність стосунків з нашими клієнтами.

## ЦІННОСТІ БРЕНДУ:

**Якість** – ми діємо у відповідності до міжнародних стандартів якості щодо медичних виробів.

**Довіра** – повага, сумлінність та щирість керують нашими діями.

**Турбота** – наші люди та клієнти надихають нас діяти віддано та пристрасно.

**Інновації** – ми застосовуємо останні технології для досягнення найкращих результатів.

**Партнерство** – ми співпрацюємо з лікарями-професіоналами та нашими партнерами, щоб перемагати разом.

**Відданість** – ми працюємо скрупульозно для забезпечення виняткових результатів з найкращим обслуговуванням клієнтів.



GALIT OMNIPRATIQUE

## Естетика та функціональність

Стоматологічна установка **GALIT OMNIPRATIQUE** є беззаперечним лідером у своєму сегменті. Близько 4 000 провідних клінік у всьому світі обрали GALIT OMNIPRATIQUE для щоденної роботи. Установка розроблена з урахуванням усіх потреб сучасної стоматології, поєднуючи ергономіку, передові технології та витончений дизайн.

### Основні переваги GALIT Omnipratique:

- Для виготовлення стоматологічної установки використовуються виключно високоякісні компоненти від європейських виробників, а також довговічні матеріали: поліуретан, метал та кераміка.
- Можливість вибору до п'яти інструментів для блоку лікаря та до чотирьох інструментів для блоку асистента дає змогу виконувати повний спектр стоматологічних процедур.
- Можливість вибору типу та кольору обшивки, програм для крісла пацієнта, типу подачі інструментів на блоці лікаря, а також виду панелі керування. Це дозволяє налаштувати установку відповідно до конкретних потреб лікаря та забезпечити максимальний комфорт для пацієнта.
- Конструкція установки забезпечує легкий доступ до компонентів як для сервісних працівників, так і для медичного персоналу.





GALIT AUTONOME



## Незалежність для комфортної практики

Стоматологічна установка **GALIT AUTONOME** – це оптимальне рішення для клінік, які не мають можливості підвести комунікації, адже для роботи установка потребує лише підключення до електромережі.

### Основні переваги GALIT AUTONOME:

- GALIT AUTONOME – повністю незалежна стоматологічна установка, що не потребує підключення до мереж повітря, вакууму, води та каналізації.
- У гідроблок вбудовано: компресор з осушувачем та нержавіючим ресивером, відсмоктуючий агрегат із бактерицидним фільтром, ємність для води, а також ємність для секретій.
- Стабільна конструкція для кріплення додаткового обладнання. Ви з легкістю зможете розмістити мікроскоп, рентген або монітор для зручної роботи.
- Комплектуючі від провідних європейських виробників із гарантійним обслуговуванням.
- Установка працює з низьким рівнем шуму, створюючи комфортну атмосферу як для лікаря, так і для пацієнта.
- Бактерицидний HEPA-фільтр (H14) захищає повітря в стоматологічному кабінеті від вірусів і бактерій, фільтруючи його на 99,9%.
- Можливість вибору моделі, кольору крісла пацієнта, типу обшивки та додаткових програм для нього, а також типу подачі інструментів на блоці лікаря і виду панелі керування (стандартна або сенсорна).





GALIT LIGHT



## Мінімалізм, що крокує в ногу з часом

Стоматологічна установка **GALIT LIGHT** має мінімалістичний дизайн і функціональну конструкцію, що роблять її універсальним рішенням для невеликих приміщень.

### Основні переваги GALIT LIGHT:

- Використання високоякісних європейських компонентів забезпечує довговічність і надійність установки.
- Мікромотор NUCLEUS LED від TKD з панеллю керування Duorad – безщітковий мікромотор зі швидкістю 100–40 000 об/хв, розроблений для ендодонтичних процедур. Має функції Auto-Stop, Auto-Reverse, Auto-Forward і Rocking/Reciproc.
- Блок підготовки WAS Dürr Dental забезпечує регулювання тиску та фільтрацію води й повітря, автоматично перекриваючи канали для підвищення безпеки.
- Трьохфункційний пустер 3FP-S Mytronic – ультралегкий пустер із м'якою рукою, що забезпечує безпечне використання і підтримує встановлення одноразових насадок.
- Комфортне крісло пацієнта з електромеханічними рухами та можливістю персоналізації.
- Інтегрована система чистої води Mytronic забезпечує високий рівень гігієни та безпеки.




GALIT PRO

## Майстерність у деталях

Стоматологічна установка **GALIT PRO** - преміальна модель, створена для стоматологів, які прагнуть найвищих стандартів якості стандартів якості та цінують вишуканий дизайн. Установка Pro не лише надійна й функціональна, а й додає стильного акценту сучасній клініці.

### Ключові переваги **GALIT PRO**:

- Елегантний італійський дизайн стоматологічної установки підкреслює преміум-статус клініки, створюючи професійний образ, якому довіряють пацієнти, а також допомагає виділитися серед конкурентів.
- Для створення стоматологічної установки використані виключно преміальні компоненти провідних європейських виробників, що забезпечують високу продуктивність, довговічність і бездоганну якість роботи.
- Індивідуальні налаштування: оберіть тип і колір обшивки, програми крісла, спосіб подачі інструментів і вид панелі керування. Це дозволяє адаптувати установку до ваших потреб і забезпечити максимальний комфорт для пацієнтів.
- Міцна конструкція дозволяє легко інтегрувати додаткове обладнання, таке як мікроскоп, рентген або монітор, для розширення можливостей і створення повністю оснащеного робочого простору.





**GALIT AMBIDEXTRE**



## Комфорт, естетика та функціональність


Практична та універсальна стоматологічна установка **GALIT AMBIDEXTRE** — найкраще рішення для клінік, де одну установку можуть використовувати як стоматологи-правші, так і лівші.

### Основні переваги GALIT AMBIDEXTRE:

- Унікальний механізм обертання дозволяє змінювати розташування блоку лікаря та блоку асистента з правого на лівий бік всього за кілька секунд.
- Можливість вибору кріплення світильника та блоку лікаря на стелю, підлогу або крісло.
- Блок лікаря з верхньою або нижньою подачею на п'ять інструментів укомплектується п'ятьма інструментами та двома пультами керування для зручного контролю над процесом лікування.
- Блок асистента з поворотним важелем і незалежними каналами для слино- та пилівідсмоктувача легко переміщується вправо, вліво, вгору та вниз, забезпечуючи комфортну роботу лікаря та асистента.
- Стоматологічні крісла для пацієнтів розроблені для максимального комфорту, з можливістю вибору обшивки та додаткових програм.



GALIT CONSOLE



## | Ергономіка розроблена на основі досвіду

**GALIT CONSOLE** — сучасна стоматологічна установка, створена для лікарів, які цінують свободу рухів і комфорт у щоденній практиці. GALIT CONSOLE поєднує в собі передові технології та ергономічний дизайн, забезпечуючи ефективну роботу лікаря та комфорт пацієнта.

### Основні переваги GALIT CONSOLE:

- Кріплення крісла до гідроблоку забезпечує більше простору для ніг лікаря та асистента, дозволяючи працювати в максимально близькому контакті з пацієнтом.
- Сучасний дизайн блоку лікаря з верхньою або нижньою подачею шлангів, оснащений п'ятьма інструментами, які лікар може обрати відповідно до своїх потреб.
- Стандартна або сенсорна панель керування кріслом та роботою установки з можливістю регулювання потужності всіх динамічних інструментів.
- Крісло пацієнта розроблене для максимального комфорту з можливістю вибору додаткових опцій, зокрема регулювання спинки та сидіння, програми повернення у «нульову» позицію, ногого пульта керування та аварійної зупинки.
- Комплектуючі від провідних європейських виробників з гарантійним обслуговуванням.
- Керамічна поворотна плювальниця з електронним керуванням змиву та наповнення склянки.



GALIT NO STRESS



## Відкривайте нові можливості для організації вашого робочого простору

**GALIT NO STRESS** – ергономічне та практичне рішення для Вашої стоматологічної практики, яке дозволяє лікарю та асистенту легко змінювати розташування та конфігурацію обладнання, таким чином швидко адаптуючи його до конкретних процедур і потреб пацієнта.

### Основні переваги GALIT NO STRESS:

- Пристрої є абсолютно незалежними від підключення до мереж повітря, вакууму та каналізації.
- Концепція автономних приладів ідеально підійде для дооснащення вже існуючої клініки, а також для зовсім невеликого за площею кабінету.
- Обладнання відповідає найвищим стандартам безпеки та гігієни згідно європейських норм. Сучасні бактерицидні HEPA-фільтри забезпечують надтонке очищення повітря, затримуючи мікрочастинки розміром до 0,3 мкм.
- Не потрібно жодних труб для проведення комунікацій. Переміщуйте мобільні автономні пристрої між кабінетами вашої стоматологічної практики, коли цього вимагають обставини.
- Можливність обирати між двома мобільними блоками асистента Moby Suc Easy або Moby Suc Combi.





GALIT CART-5



## Експертне рішення для сучасних стоматологів

Мобільна стоматологічна установка **GALIT CART-5** - це компактне та гнучке рішення для сучасних стоматологів. Мобільний блок лікаря, який поєднує стильний дизайн та універсальність, забезпечує найкращі умови для ефективного лікування пацієнтів.

### Основні переваги GALIT CART-5:

- Можливість вибору до п'яти інструментів, адаптованих до різних процедур.
- Стандартна або сенсорна панель керування для повного контролю над інструментами.
- Регулювання висоти блоку лікаря однією рукою завдяки пневматичній системі для плавного руху.
- Компактний дизайн, що економить простір та доповнює сучасний стиль кабінету.
- Колісна база для легкої зміни позиції установки під час лікування пацієнтів.
- Вбудований блок підготовки повітря та енергоблок для економії простору.
- 2-літрова система чистої води для забезпечення гігієни.
- Легкознімні тримачі інструментів, що підлягають автоклавуванню, для досягнення максимального рівня гігієни.
- Швидка та легка дезінфекція поверхні установки.





GALIT CART AUTONOME



## Оптимальне поєднання автономності та гнучкості

Портативна стоматологічна установка **GALIT CART AUTONOME** не потребує підключення до комунікацій, що гарантує максимальну зручність у щоденній стоматологічній практиці.


### Основні переваги GALIT CART AUTONOME:

- Вбудований безмасляний компресор DK 50 з нержавіючим ресивером на 3 літри у звукоізоляційній шафі для мінімізації шуму.
- Система чистої води ємністю 2 літри, що дозволяє працювати без підключення до водопостачання.
- Мобільність установки забезпечує легке маневрування та використання в будь-якому положенні відносно пацієнта.
- Фіксатори на колесах для стабільності установки під час процедур.
- Стандартна або сенсорна панель управління для повного контролю над динамічними інструментами.
- Простий і стильний дизайн для легкого очищення та дезінфекції.
- Знімні тримачі для інструментів, що підлягають автоклавуванню, для забезпечення високих стандартів гігієни та стерильності.





GALIT CART AUTONOME 3 ASP



## Працюйте без меж і компромісів

**GALIT CART AUTONOME 3 АСПІРАЦІЄЮ** — це мобільна стоматологічна установка, яка забезпечує ефективність і зручність у роботі навіть в обмеженому просторі завдяки вбудованим автономним системам.

### Основні переваги GALIT CART AUTONOME 3 АСПІРАЦІЄЮ:

- Вбудований безмасляний компресор DK 50 з нержавіючим ресивером на 3 літри, що знижує рівень шуму.
- Відсмоктуючий агрегат з бактерицидним фільтром для забезпечення чистоти робочого середовища.
- 2-літрова система чистої води та 5-літрова ємність для секретій для автономної роботи.
- Компактний дизайн для роботи в обмеженому просторі.
- Колісна рама з фіксаторами на колесах, що гарантує безпеку та легке переміщення.
- Три інструменти для лікаря з можливістю вибору та два інструменти (слино- і пило-відсмоктувач) для асистента.
- Панель для регулювання потужності всіх динамічних інструментів для зручного управління.
- Легке очищення та дезінфекція поверхні завдяки продуманому дизайну.



MOBI SUC EASY I MOBI SUC COMBI



## Високий рівень мобільності та ефективності

**MOBI SUC EASY та MOBI SUC COMBI** — призначені для видалення рідини або повітря з ротової порожнини пацієнта під час лікувальних процедур.

### Основні переваги MOBI SUC EASY та MOBI SUC COMBI:

- Завдяки колісній рамі відсмоктувач легко переміщати в межах стоматологічного кабінету.
- Знижений рівень шуму під час роботи.
- Відмінна потужність відсмоктування досягається всього за кілька секунд.
- Максимальний потік всмоктування 1100 л/хв.
- Спеціальні антистатичні колеса з гальмом для фіксації.
- Пристрої повністю автономні - просто ввімкніть у розетку і працюйте.
- Бактерицидний HEPA-фільтр (H14) захищає повітря в стоматологічному кабінеті від вірусів і бактерій, фільтруючи його до 99,9%.



# Якість, що вражає. Інновації, що надихають



Від проєкту до втілення, команда GALIT слідкує за кожним етапом роботи. При замовленні нестандартних опцій установки, першим кроком його виконання є технічне конструкторське рішення, тому клієнт отримує продукт із гарантією якості від виробника.



Виробничі площі GALIT становлять 5000 м кв. Наявність сучасних виробничих потужностей забезпечує максимальну точність і якість продукції, а також короткі терміни виконання замовлень.

Маючи професійний конструкторський відділ, сучасне обладнання, найкращих спеціалістів на виробництві, а також серед партнерів понад 30 відомих брендів стоматологічного обладнання, GALIT створює експертні рішення, що відповідають потребам та бажанням навіть найвибагливіших клієнтів.

Ми дбаємо про довговічність наших стоматологічних установок, оскільки цінуємо довговічність стосунків з нашими клієнтами!

**EXPERTS IN DENTISTRY!**



# GALIT

ПП «Галіт»  
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці,  
Тернопільський р-н, 47711, Україна

0 800 502 998

[office@galit.te.ua](mailto:office@galit.te.ua)  
[service@galit.te.ua](mailto:service@galit.te.ua)

CE 2797

Версія: 20250115

Технічна специфікація чи зовнішній вигляд обладнання можуть бути змінені без попереднього узгодження